

ENG / UKR / RU

**Lifting
massager**

Skin Lifting 6.0



medica+
JAPAN TECHNOLOGY



medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

**Instruction manual
lifting massager**


Skin Lifting 6.0

Content

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Massager overview..... | 01 |
| Description, Basic operation..... | 02 |
| Mode selection and gear..... | 03 |
| Charge, Clean..... | 04 |
| Store, Discard..... | 05 |
| Method of use..... | 06-07 |
| Warning..... | 08 |
| Precautions..... | 09 |
| Common problem..... | 10-11 |
| Product parameters, Tips..... | 12 |
| Tips..... | 13 |

Massager Overview

Dear users: Thank you for purchasing our products! In order to facilitate your normal use of the lifting massager, please read the instruction manual carefully and keep it properly.



Description

The microcurrent facial massager is a non-invasive and very safe home maintenance device. In just a few minutes, pulses of microcurrent are delivered deep into the skin to achieve unique results that can only be obtained in a beauty salon.

The special sphere design can conduct micro-current optimally. According to the skin feeling during use, you can also adjust the gear size at any time.

Basic operation

Power on/off method

- Press and hold the "⏻" button for 1.5 seconds to turn on the machine.
- Long press the "⏻" key for 1.5 seconds to shut down.

Mode selection and gear

1. The default "V-shape lifting" mode when starting up, micro-frequency vibration lifting and shaping;
2. Press the " M" button to switch to the "heat sense lifting" mode, constant temperature vibration lifting;
3. Press the "M" button again to switch to the "Lighten and Tighten" mode, and the EMS bionic microelectricity will tighten and lighten the lines.

The default is 1 gear when starting up, click the "U" button to switch 2 gears/3 gears

Charge

Use the charging cable distributed in the box to connect the charging hole at the bottom of the fuselage and the power adapter (need to bring your own) and turn on the power. The battery icon on the screen flashes to indicate charging. It takes about 1-2 hours to fully charge, and the battery icon is off. Blinking again means charging is complete

Clean

After use, just wipe the dirt on the body with a clean soft cloth, do not wash with water.

Store


When not in use, put it in a dry place out of the reach of children, and take it out and charge it every 1 month to maintain the normal performance of the battery.

Discard


This product contains a rechargeable battery. When the product is damaged or you decide to discard the product, according to your local regulations, you may need to take out the battery and send it to a designated place for unified disposal.

To ensure safety, please make sure that the battery is completely exhausted before removing it.


Method of use



Improve
nasolabial folds



Improve forehead
lines



Tighten the
contour

Improve nasolabial folds:

Place the ball of the massager on the cheeks ①, ②, and ③, and gently push in the direction of the arrow to the bottom, middle, and top of the ear, and repeat 3 times for 5 seconds each time.

Improve forehead lines:

Place the ball of the massager on the position ①, ②, and ③, above the brow bone, gently push along the direction of the arrow to the hairline, and repeat 3 times. Each time lasts 5 seconds.


Tighten facial contours:

Place the ball on the jaw line, pull it up and hold the ball for 5 to 10 seconds, repeat three times; the pressing and staying technique can also be used on other parts of the face that need firming and lifting.

WARNING: Do not use in:


1. At the midline of the neck (bones of the neck and throat area, possible effects on the thyroid gland)
2. Lip area and nasolabial folds (philtrum)
3. Edge around the eyes
4. Chest (used in the chest may affect the heart)
5. Groin area
6. Temple

Precautions

 The following people should not use this instrument:

1. Children
2. Pregnant women
3. Patients with epilepsy
4. Tumor and cancer patients
5. With a pacemaker
6. Implantation of a Cardiac Defibrillator
7. Others with electronic devices implanted in the body.

If you have any medical doubts, such as serious illness, epilepsy, etc., please consult your physician before use.

 The body, charger, and conductive massage head are strictly prohibited from entering water. It is recommended not to put it in the bathroom to avoid water ingress.

Common problem

Q: How long will it take to be effective?

A: Most customers can see the effect when they use it for the first time.

However, there are differences in individual conditions, and the effect will gradually appear after consistent use.

Q: How often is it recommended to do instrumentation?

A: In the first three months, it is recommended to use 5 times a week. After three months, you can use it 2-3 times a week to maintain the effect.

Q: How much current will I feel during use?

A: Microcurrent is a very low current value, which is basically not stimulating. Soothing and relaxing. A tiny tingling may be felt in some skin areas.

Of course, the sensitivity of each person's skin is different, and the current gear can be adjusted according to the skin feeling during use.

Q: Can I use it if I plan to have cosmetic surgery.

A: Yes. Microcurrent is used before surgery to improve skin firmness, reduce puffiness, and keep skin in the best condition. This device can be used in conjunction with other beauty and skin care procedures.

Product parameters

| | |
|-------------------|------------------|
| Products type: | Lifting massager |
| Products name: | Skin Lifting 6.0 |
| Input voltage: | 5V ==-1A |
| Battery capacity: | 400mAh |
| Rated power: | 3W |
| Charging time: | about 2 hours |

Tips

1. The warranty period of this product is one year.
2. Use it according to the precautions in the manual, and repair it free of charge when there is a non-human failure during the warranty period. (Please submit the product warranty card when repairing)

3. If there are the following situations, even within the warranty period, you must pay for maintenance:

(1) Failure and damage caused by misuse.

(2) Failures and damages caused by improper maintenance or modification of self-disassembly.

(3) Failures and damages caused by the use of an external power supply (voltage, frequency) due to irresistible factors such as fire, earthquake, electric shock, or abnormal voltage.

4. It is forbidden to use liquids with high acidity and alkalinity and corrosiveness.

5. This card will not be issued separately, please keep it properly.

UKR



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник користувача
ліфтинг масажер**

Skin Lifting 6.0

Зміст

| | |
|------------------------------|-------|
| Огляд масажера | 01 |
| Опис, основні операції | 02 |
| Вибір режиму | 03 |
| Зарядка, очистка | 04 |
| Зберігання, викидання..... | 05 |
| Спосіб застосування..... | 06-07 |
| Застереження..... | 08 |
| Обережність..... | 09 |
| Поширені проблеми..... | 10-11 |
| Параметри, поради..... | 12 |
| Поради | 13-14 |

Огляд масажера

Шановні користувачі! Дякуємо за покупку нашої продукції! Щоб полегшити ваше використання ліфтинг-масажера, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та зберігайте її належним чином.



Опис

Мікрострумний масажер для обличчя - неінвазивний і безпечний прилад для домашнього використання. Всього за кілька хвилин імпульси мікроструму подаються глибоко в шкіру для досягнення унікальних результатів, які можна отримати тільки в салоні краси. Спеціальна конструкція сфери може оптимально проводити мікрострум. Відповідно до відчуття шкіри під час використання ви також можете будь-коли відрегулювати потужність приладу.

Основні дії

Спосіб увімкнення/вимкнення

- Натисніть і утримуйте кнопку "⏻" протягом 1,5 секунд, щоб увімкнути пристрій.
- Тривале натискання "⏻" на клавішу протягом 1,5 секунд, щоб вимкнути

Вибір режиму

1. Стандартний режим "V-подібного підйому" під час запуску, мікрочастотний вібраційний підйом та формування;
2. Натисніть кнопку «М», щоб перейти в режим «підйом тепла», підйом вібрації постійної температури;
3. Натисніть кнопку «М» ще раз, щоб перейти в режим «Освітлення та Підтягнення», і біонічна мікроелектрика EMS підтягне та освітлить лінії.

За замовчуванням 1 передача під час запуску, натисніть кнопку "U", щоб перемкнути 2 передачу/3 передачу

Зарядка

Використовуйте зарядний кабель, який є в коробці, щоб під'єднати зарядний отвір у нижній частині пристрою та адаптер живлення (потрібно мати свій) і увімкніть живлення. Значок акумулятора на екрані блимає, вказуючи на зарядку. Повна зарядка займає приблизно 1-2 години, а значок акумулятора не світиться. Блимання знову означає, що заряджання завершено

Очищення

Після використання просто протріть забруднення на корпусі чистою м'якою тканиною, не змивайте водою.

Зберігання


Коли пристрій не використовується, покладіть його в сухе місце, недоступне для дітей, виймайте та заряджайте кожен 1 місяць, щоб підтримувати нормальну роботу батареї.

Викидання


Цей продукт містить акумуляторну батарею. Якщо виріб пошкоджено або ви вирішите викинути виріб, відповідно до місцевих правил вам може знадобитися вийняти батарею та відправити її у визначене місце для єдиної утилізації.

Для забезпечення безпеки переконайтеся, що батарея повністю розряджена, перш ніж виймати її.


Спосіб застосування



Поліпшення
носогубних складок



Поліпшення лінії
лоба



Підтягнення
контуру

Поліпшення носогубних складок

Помістіть кульку масажера на щоки ①, ②, і ③, і обережно натисніть у напрямку стрілки до нижньої, середньої та верхньої частини вуха та повторіть 3 рази по 5 секунд кожного разу.

Поліпшення лінії лоба

Помістіть кульку масажера в положення ①, ②, і ③, над брівною кісткою обережно проведіть вздовж лінії стрілки до лінії росту волосся та повторіть 3 рази. Кожен раз триває 5 секунд.


Підтягнення контуру

Покладіть прилад на лінію щелепи, потягніть його вгору і утримуйте прилад 5-10 секунд, повторіть тричі; техніку натискання та утримування також можна використовувати на інших частинах обличчя, які потребують зміцнення та підтяжки.

Застереження: Не використовуйте в:


1. По середній лінії шиї (кістки шиї та області горла, можливий вплив на щитовидну залозу)
2. Область губ і носогубні складки (фільтрум)
3. Край навколо очей
4. Грудна клітка (застосовується в грудній клітці може вплинути на серце)
5. Пахова область
6. Скроні

Обережність

 Наступні люди не повинні використовувати цей інструмент:

1. Діти
2. Вагітні жінки
3. Хворі на епілепсію
4. Хворі на пухлини та рак
5. З кардіостимулятором
6. Імплантація кардіодефібрилятора
7. Хто має електронні пристрої, імплантовані в тіло.

Якщо у вас є будь-які медичні сумніви, такі як серйозне захворювання, епілепсія тощо, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням.

 Корпусу, зарядному пристрою і електропровідній масажній головці категорично забороняється потрапляти у воду. Рекомендується не ставити його у ванній, щоб уникнути попадання води.

Поширені проблеми

З: Скільки часу знадобиться для досягнення ефективності?

В: Більшість клієнтів можуть побачити ефект, коли використовують його вперше. Однак існують відмінності в індивідуальних умовах, і ефект поступово з'являтиметься після послідовного використання.

З: Як часто рекомендується використовувати?

В: У перші три місяці рекомендується використовувати 5 разів на тиждень. Через три місяці можна використовувати 2-3 рази на тиждень для підтримки ефекту.

З: Який струм я відчуватиму під час використання?

А: Мікрострум – це дуже низьке значення струму, яке в основному не стимулює. Заспокійливий і розслаблюючий. На деяких ділянках шкіри може відчуватися легке поколювання.

Звичайно, чутливість шкіри кожної людини різна, і поточне спорядження можна регулювати відповідно до відчуття шкіри під час використання.

З: Чи можу я використовувати його, якщо планую зробити косметичну операцію?

В: Так. Мікрострум використовується перед операцією, щоб підвищити пружність шкіри, зменшити набряклість і зберегти шкіру в найкращому стані. Цей прилад можна використовувати в поєднанні з іншими косметичними процедурами та процедурами по догляду за шкірою.

Параметри продукції

| | |
|------------------|-------------------|
| Тип продукції: | Ліфтинг-масажер |
| Назва продукції: | Skin Lifting 6.0 |
| Вхідна напруга: | 5V ==-1A |
| Ємність батареї: | 400mAh |
| Потужність: | 3W |
| Час зарядки: | близько 2-х годин |

Поради

1. Гарантійний термін даного виробу становить один рік.
2. Використовуйте його відповідно до запобіжних заходів, наведених у посібнику, і безкоштовно відремонтуйте його, якщо протягом гарантійного періоду сталася несправність, не викликана людиною. (При ремонті надайте гарантійний талон на товар)

3. У разі виникнення наступних ситуацій, навіть протягом гарантійного терміну, ви повинні оплатити технічне обслуговування:

(1) Несправність і пошкодження, спричинені неправильним використанням.

(2) Несправності та пошкодження, викликані неналежним обслуговуванням або модифікацією самостійного розбирання.

(3) Збої та пошкодження, спричинені використанням зовнішнього джерела живлення (напруги, частоти) через такі непереборні фактори, як пожежа, землетрус, ураження електричним струмом або аномальна напруга.

5. Забороняється використовувати рідини з підвищеною кислотністю та лужністю та агресивними речовинами.
6. Ця картка не видається окремо, зберігайте її належним чином.

RU



medicat+
JAPAN TECHNOLOGY

**Руководство
пользователя лифтинг
массажер**

Skin Lifting 6.0


Содержание

| | |
|----------------------------------|-------|
| Обзор массажера..... | 01 |
| Описание, основные операции..... | 02 |
| Выбор режима..... | 03 |
| Зарядка, очистка..... | 04 |
| Хранение, выбрасывание..... | 05 |
| Способ применения..... | 06-07 |
| Предостережение | 08 |
| Осторожность..... | 09 |
| Распространенные проблемы..... | 10-11 |
| Параметры, советы | 12 |
| Советы | 13-14 |

Обзор массажера

Уважаемые пользователи! Спасибо за покупку нашей продукции!

Чтобы облегчить использование лифтинг-массажера, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и храните ее должным образом.



Описание

Микротоковый массажер для лица – неинвазивный и безопасный прибор для домашнего ухода. Всего за несколько минут импульсы микротока подаются глубоко в кожу для достижения уникальных результатов, которые можно получить только в салоне красоты. Специальная конструкция сферы может оптимально производить микротоки. В соответствии с ощущением кожи при использовании вы также можете в любое время отрегулировать мощность прибора.

Основные действия

Способ включения/выключения

- Нажмите и удерживайте кнопку "⏻" в течение 1,5 секунды, чтобы включить устройство.

- Длительное нажатие "⏻" на клавишу в течение 1,5 секунды для отключения.

Выбор режима

1. Стандартный режим "V-образного подъема" во время запуска, микрочастотный вибрационный подъем и формирование;
2. Нажмите кнопку "M", чтобы перейти в режим "подъем тепла", подъем вибрации постоянной температуры;
3. Нажмите кнопку «M» еще раз, чтобы перейти в режим «Осветление и Подтяжка», и бионическое микроэлектричество EMS подтянет и осветит линии.

По умолчанию 1 передача во время запуска нажмите кнопку "U", чтобы переключить 2 передачу/3 передачу

Зарядка

Используйте зарядный кабель, который находится в коробке, чтобы подключить зарядное отверстие в нижней части прибора и адаптер питания (необходимо иметь свой) и включите питание. Значок аккумулятора на экране мигает, указывая на зарядку. Полная зарядка занимает около 1-2 часов, а значок аккумулятора не светится. Мигание снова означает, что зарядка завершена

Очистка

После использования просто протрите загрязнение на корпусе чистой мягкой тканью, не смывайте водой.

Хранение


Если устройство не используется, положите его в сухое место, недоступное для детей, извлекайте и заряжайте каждый 1 месяц, чтобы поддерживать нормальную работу батареи.

Выбрасывание


Этот продукт содержит аккумулятор. Если изделие повреждено или вы решите выбросить изделие, в соответствии с местными правилами может потребоваться извлечь батарею и отправить ее в определенное место для единой утилизации.

Для обеспечения безопасности убедитесь, что батарея полностью разряжена перед извлечением.


Способ применения



Улучшение
носогубных складок



Улучшение линии
лба



Подтяжка
контура

Улучшение носогубных складок

Поместите шарик массажера на щеки ①, ②, и ③, и осторожно и осторожно нажмите в направлении стрелки на нижнюю, среднюю и верхнюю часть уха и повторите 3 раза по 5 секунд каждый раз.

Улучшение линии лба

Поместите шарик массажера в положение ①, ②, и ③, над бровной костью осторожно проведите вдоль линии стрелки до роста волос и повторите 3 раза. Каждый раз длится 5 секунд.

Подтягивание контура

Установите прибор на линию челюсти, потяните его вверх и удерживайте прибор 5-10 секунд, повторите трижды; технику нажатия и удерживания можно использовать на других частях лица, требующих укрепления и подтяжки.

Предостережение: Не используйте в:


1. По средней линии шеи (кости шеи и области горла, возможно воздействие на щитовидную железу)
2. Область губ и носогубные складки (фильтрум)
3. Край вокруг глаз
4. Грудная клетка (применяемая в грудной клетке может повлиять на сердце)
5. Паховая область
6. Виски

Осторожность

 Следующие люди не должны использовать этот инструмент:

1. Дети
2. Беременные женщины
3. Больные эпилепсией
4. Больные опухолями и раком
5. С кардиостимулятором
6. Имплантация кардиодефибриллятора
7. Имеющие электронные устройства, имплантированные в тело.

Если у вас есть какие-либо медицинские сомнения, такие как серьезное заболевание, эпилепсия и т.д., проконсультируйтесь с врачом перед использованием.

 Корпусу, зарядному устройству и электропроводящей массажной головке категорически запрещается попадать в воду. Рекомендуется не ставить его в ванную, чтобы избежать попадания воды.

Распространенные проблемы

В: Сколько времени понадобится для достижения эффективности?

О: Большинство клиентов могут увидеть эффект, когда используют его впервые. Однако существуют различия в индивидуальных условиях, и эффект будет постепенно появляться после последовательного использования.

В: Как часто рекомендуется использовать?

О: В первые три месяца рекомендуется использовать 5 раз в неделю. Через три месяца можно использовать 2-3 раза в неделю для поддержания эффекта.

В: Какой ток я буду ощущать при использовании?

О: Микроток – это очень низкое значение тока, которое в основном не стимулирует. Успокаивающий и расслабляющий. На некоторых участках кожи может ощущаться легкое покалывание.

Конечно, чувствительность кожи каждого человека разная, и текущее снаряжение можно регулировать в соответствии с ощущением кожи при использовании.

В: Могу ли я использовать его, если планирую сделать косметическую операцию?

О: Да. Микроток используется перед операцией, чтобы повысить упругость кожи, снизить отечность и сохранить кожу в лучшем состоянии. Этот прибор можно использовать в сочетании с другими косметическими процедурами и процедурами по уходу за кожей.

Параметры продукции

| | |
|---------------------|------------------|
| Тип продукции: | Лифтинг-массажер |
| Название продукции: | Skin Lifting 6.0 |
| Напряжение: | 5V ==-1A |
| Емкость батареи: | 400mAh |
| Мощность: | 3W |
| Время зарядки: | около 2-х часов |

Советы

1. Гарантийный срок данного изделия составляет один год.
2. Используйте его в соответствии с мерами, приведенными в руководстве, и отремонтируйте его бесплатно, если в течение гарантийного периода произошла неисправность, не вызванная человеком. (При ремонте предоставьте гарантийный талон на товар)

3. В случае возникновения ситуаций, даже в течение гарантийного срока, вы должны оплатить техническое обслуживание:

(1) Неисправность и повреждения, вызванные неправильным использованием.

(2) Неисправности и повреждения, вызванные ненадлежащим обслуживанием или модификацией самостоятельной разборки.

(3) Сбои и повреждения, вызванные использованием внешнего источника питания (напряжения, частоты) из-за таких неустраняемых факторов, как пожар, землетрясение, поражение электрическим током или аномальное напряжение.

5. Запрещается использовать жидкости с повышенной кислотностью, щелочностью и агрессивными веществами.
6. Эта карта не выдается отдельно, сохраняйте ее правильно.



medica+

JAPAN TECHNOLOGY