

**ENG / UA / PL**



**Manual  
Massager**


**MassHand Pro 6.0**



**medica+**

JAPAN TECHNOLOGY

**ENG**



**medicat+**  
JAPAN TECHNOLOGY

**Instruction**

**MassHand Pro 6.0**

# Content

---

<b>Precautions.....</b>	<b>01</b>
<b>Prohibition.....</b>	<b>01-02</b>
<b>Specifications.....</b>	<b>03</b>
<b>Product introduction.....</b>	<b>04</b>
<b>Massage heads .....</b>	<b>05</b>
<b>Instruction for use .....</b>	<b>06-07</b>
<b>Charging.....</b>	<b>07-08</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>08</b>
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>08-09</b>
<b>Maintenance .....</b>	<b>09</b>
<b>Enviromental protection.....</b>	<b>10-11</b>
<b>Warranty Terms .....</b>	<b>12</b>

Thank you for choosing our percussion massage gun. Before using it, please read this manual carefully to ensure proper operation and keep this manual for future reference.

- Relieving muscle soreness;
- Stimulating the circulation of blood;
- Relieving stiffness of cervical vertebra;
- Improving muscle recovery;

## **Precautions**

To avoid harm, fault, electric shock, fire, death and other equipment damage, please read the instructions and warnings carefully.

## **Prohibition**

1. Minors are forbidden to use this product. It is not a toy.
2. Forbid to put this product into water. If it falls into water accidentally, please send it for inspection in time.
3. Forbid to put this product near or into the fire.
4. Forbid to use it on head, neck, heart or genital.
5. Forbid to use it on bones. Use it on soft tissues only when not feeling pain or discomfort.
6. Forbid to use non-original charger to charge the product, otherwise it may cause a fire.

7. Forbid to drop the product intentionally.
8. Forbid to remove the screws or try to disassemble the product.
9. The product is not an alternative or complement of medical treatment. If you are feeling pain, undergoing medical treatment or using any other medical devices, please consult your doctor before using this product.
10. Forbid to put fingers, hair or other body parts near to the back of the massage heads in case of the squashing.



Do not touch this part when the machine is running without the massage heads being installed.





Do not touch this part when the machine is running with the massage heads installed.

# Specifications

Product size:	285*217*64mm
Color box size:	298*220*94mm (boxed)
Product weight:	800g/2000g (including packaging)
Speed:	2000-2800RPM/30 gears
Battery:	1500mAh/7.4V
Charging:	Type-C
Motor:	Brushed 12kg pressure bearing
Stroke:	6mm
Noise:	55dB
Body:	ABS/Metallic paint
Standard configuration:	Massage head 6

# Product introduction


Quick release massage head




Charging port

Power switch


Silicone grip



Control panel




# Massage heads




## Massage heads

For large muscle group massage and relaxation



## Round head

For whole body muscle massage and relaxation



## Spinal head

For spine massage. Strong intensity



## Air cushion head

For soft tissue and whole body relaxation.



## Flat head


For large muscle group massage and relaxation



## Bullet head

For pain point relaxation. Strong intensity.

# Instruction for use



## Use of a massager

Use the "+" and "-" buttons to increase or decrease the vibration intensity with a short press on the gear button. Select the intensity that is comfortable for you and start the massage.

Getting the most out of your massager is easy if you follow a few simple steps:

1. Preparing for use: Select the desired massager attachment and insert it securely. This is the first step to an enjoyable massage.
2. Turning on the device: Press the "ON" button and your massager is ready to use. Two digits will appear on the display - on the right side the device's charge level, on the left side the vibration intensity mode (from 1 to 30).

3. Intensity setting: Easily adjust the intensity of the vibrations by pressing the gear buttons, and using the "+" or "-" keys to decrease or increase the intensity of the vibrations. Find the perfect strength that works for you for maximum comfort.
4. Start the massage: Start the massage by avoiding direct pressure on the spine and intervertebral discs. Allow the massager to relax your body, relieving you of tension.
5. End of the massage: After completing the session, press the shift button to reduce the intensity to the minimum, then turn off the massager with the "OFF" button.
6. Cleaning and care: If you used oil or massage cream, remember to wipe the attachments with disinfectant wipes to keep them clean and hygienic.

## **Charging**

The charging port is on the bottom of the massage gun handle.

- Please fully charge the battery for the first use
- Turn it off when charging
- Connect the power supply. Charging indicators will flash in turn and it shows that the machine is charging
- When the power display turns to 100%, it

means that the battery is full.

- Do not move the machine when it is charging.

## **FAQ**

### **Low temperature:**

Keeping the massage gun below 0°C for a long time will reduce the activity of battery and prevent normal functioning.

The product cannot work normally while being power on.

Solutions: Lay the product for two hours at temperature above 0°C, or raise the machine temperature fast with a hair-drier.

### **Low battery:**

When the battery is low, or user does not charge it for a long time, the battery will enter the low battery protection mode.

The product will not work normally at this time when you start it again.

Solutions: Turn it off with charger connected. Make sure it is fully charged, and it can run normally.

## **Troubleshooting**

Slight abnormal noise during use

Slight noise is a normal phenomenon in the loader after a period of use, please send it for inspection loader after a period of use, please send it for inspection

### **Battery does not charge**

Replace the battery please, for the aging or poor contact of battery.

## **Maintenance**

- When you do not use the product for a long time, turn it off and hold electricity while safe-keeping it. Store it in a safe, cool and dry place.
- Charge the product every half a year if you do not use it for a long time. Holding electricity prevents battery damage due to stains.
- Please choose neutral detergent and soft cloth for daily maintenance. Do not use engine oil, organic solvents or other chemicals for cleaning.
- Please turn off the power after using the product, or before cleaning the product.
- The product should be well fixed during transportation Avoid violent vibration, collision, rolling and falling.

# Environmental protection

Do not discard this product with general household waste at the end of its service life. Put this product in the recycle bin designated by the government or send this product back to the manufacturer's after-sales service center. The service center staff will recycle it in an environmental-friendly manner.

## Name of harmful substances in the product

Part name	Poisonous and harmful substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Metal parts	×	○	○	○	○	○
Rubber parts	○	○	○	○	○	○
Adapter	×	○	○	○	○	○
Connecters	○	○	○	○	○	○
Handle cover	○	○	○	○	○	○

This form is based on the rules of ST 11364

○: The content of harmful substances in all parts meet the limited requirements of GB/T 26572

×: The content of harmful substances in at least one part exceeds the limitation of GB/T 26572

## Environmental protection use period

The time limit of environmental pollution, serious damage to people and property, or the leakage of toxic and harmful substances, is 10 years in normal use as described in this manual.

This sign indicates that the environmental protection period of this product is 10 years in normal use. Some components may also have environmental protection period signs. The specific period of environmental protection for each component shall be subject to its own sign.

# Warranty Terms

Dear Customers!

Please keep this instruction properly to use the warranty certificate. The warranty is valid for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty is purchased) in case of malfunction under normal operating conditions.


The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged due to disassembly or modifications.
3. If non-original parts that do not belong to our company have been applied or used in the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, any technical maintenance provided outside the warranty period is subject to an additional charge.

Parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

**UA**



**medicat**  
JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник  
користувача**

**MassHand Pro 6.0**

# **Зміст**

---

<b>Заходи безпеки.....</b>	<b>01</b>
<b>Заборона .....</b>	<b>01-02</b>
<b>Технічні характеристики.....</b>	<b>03</b>
<b>Огляд продукту.....</b>	<b>04</b>
<b>Масажні насадки.....</b>	<b>05</b>
<b>Інструкція по використанню .....</b>	<b>06-07</b>
<b>Заряджання .....</b>	<b>07-08</b>
<b>Часті запитання .....</b>	<b>08</b>
<b>Вирішення проблем.....</b>	<b>09</b>
<b>Обслуговування .....</b>	<b>09</b>
<b>Захист довкілля.....</b>	<b>10-11</b>
<b>Гарантійні умови.....</b>	<b>12</b>

Дякуємо, що обрали наш перкусійний масажний пістолет. Перед використанням, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник, щоб переконатися в правильній роботі, і збережіть його для подальшого використання.

- Зняття болю в м'язах;
- Стимулювання циркуляції крові;
- Зняття скутості шийних хребців;
- Покращення відновлення м'язів;

## **Заходи безпеки**

Щоб уникнути шкоди, поломки, ураження електричним струмом, пожежі, смерті та інших пошкоджень обладнання, будь ласка, уважно прочитайте наші поради та застереження.

## **Заборона**

1. Неповнолітнім заборонено використовувати цей продукт. Це не іграшка.
2. Забороняється класти цей продукт у воду. Якщо він випадково потрапив у воду, будь ласка, вчасно відправте його на перевірку.
3. Забороняється класти цей пристрій поруч із вогнем або у вогонь.
4. Забороняється використовувати його на голові, шиї, серці або геніталіях.
5. Заборонено використовувати на кістках. Використовуйте його на м'яких тканинах тільки тоді, коли не відчуваєте болю або дискомфорту.

6. Забороняється використовувати неоригінальний зарядний пристрій для зарядки виробу, інакше це може призвести до пожежі.
7. Забороняється навмисно кидати продукт.
8. Забороняється відкручувати гвинти або намагатися розібрати товар.
9. Пристрій не є альтернативою медичного лікування. Якщо ви відчуваєте біль, проходите медичне лікування або використовуйте будь-які інші медичні пристрої, будь ласка, проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього продукту.
10. Забороняється підносити пальці, волосся або інші частини тіла до задньої частини масажних головок, щоб уникнути здавлювання.



Не торкайтеся цієї частини, коли прилад працює без встановлених масажних головок.





Не торкайтеся цієї частини, коли прилад працює зі встановленими масажними головками.

# Технічні характеристики

Розмір виробу:	285*217*64 мм
Розмір коробки:	298*220*94 мм (у коробці)
Вага продукту:	800 г/2000 г (включаючи упаковку)
Швидкість:	2000-2800 об/хв/30 передач
Акумулятор:	1500mAh/7.4V
Зарядка:	Type-C
Хіг:	6 мм
Рівень шуму:	55 гБ
Корпус:	ABS
Комплектація:	Масажер та 6 масажних голівок

# Огляд продукту

Швидкоз'ємна масажна насадка




Перемикач живлення


Зарядний порт

Силіконова  
ручка

Панель керування




# Масажні насадки




## Кругла насадка

Для масажу та релаксації великих груп м'язів



## Кругла насадка

Для масажу та розслаблення м'язів всього тіла



## Спинальна насадка

Для масажу спини. Сильна інтенсивність



## Повітряна подушка

Для м'яких тканин та розслаблення всього тіла



## Пласка насадка


Для масажу та релаксації великих груп м'язів



## Насадка "Куля"

Для розслаблення больових точок. Сильна інтенсивність.

# Інструкція по використанню



## Використання масажера

Коротким натисканням кнопкою перемикання передач за допомогою "+" та "-" збільшуйте чи зменшуйте інтенсивність вібрації. Оберіть комфортну для себе інтенсивність і починайте масаж.

Отримати користь від масажера – це легко, якщо дотримуватися кількох простих кроків:

1. Підготовка до використання: Оберіть потрібну насадку для масажера та вставте її надійно. Це перший крок до приємного масажу.
2. Увімкнення пристрою: Натисніть кнопку "ON", і ваш масажер готовий до роботи. На дисплеї з'явиться дві цифри – з правої сторони показується рівень заряду пристрою, з лівої сторони – режим інтенсивності вібрацій (від 1 до 30).

3. Настроювання інтенсивності: Легко коригуйте інтенсивність вібрацій, натискаючи на кнопки перемикання передач, клавішами "+" або "-" зменшуйте чи збільшуйте інтенсивність вібрацій. Знаходьте ту ідеальну силу, яка вам підходить, для максимального комфорту.

4. Починайте масаж: Почніть масаж, уникаючи прямого впливу на хребет та міжхребцеві диски. Дозвольте масажеру розслабити ваше тіло, позбавляючи вас від напруги.

5. Завершення масажу: Після завершення сеансу, натисніть кнопку перемикання передач, щоб зменшити інтенсивність до мінімуму, а потім вимкніть масажер кнопкою "OFF".

6. Очищення і догляд: Якщо ви використовували олію чи масажний крем, не забудьте протерти насадку дезінфікуючими серветками, щоб зберегти їх чистими та гігієнічними.

## **Зарядження**

Порт для зарядки знаходиться в нижній частині ручки масажного пістолета.

- Будь ласка, повністю зарядіть акумулятор перед першим використанням
- Вимикайте його під час зарядження

- Підключіть джерело живлення. Індикатори зарядки будуть блимати по черзі, показуючи, що апарат заряджається
- Коли індикатор заряду світиться на 99%, це означає, що акумулятор повністю заряджений.
- Не рухайте пристрій під час заряджання.

## Часті запитання

### Низька температура:

Тривале зберігання масажного пістолета при температурі нижче 0°C знижує активність акумулятора і перешкоджає нормальному функціонуванню.

Пристрій не може нормально працювати при увімкненому живленні.

Рішення: Тримайте масажер протягом двох годин при температурі вище 0°C або швидко підніміть температуру за допомогою фена.

### Низький заряд батареї:

Коли батарея розряджена або користувач не заряджає її протягом тривалого часу, батарея переходить у режим захисту від низького заряду.

У цей час пристрій не працюватиме нормально, коли ви його знову ввімкнете.

Рішення: Вимкніть пристрій, підключивши зарядний пристрій. Переконайтеся, що він повністю заряджений і може працювати в нормальному режимі.

# Вирішення проблем

## Незначний ненормальний шум під час

### використання

Невеликий шум є нормальним явищем в період експлуатації нової машини. Якщо шум стає гучнішим після періоду використання, будь ласка, надішліть його на перевірку.

## Батарея не заряджається

Будь ласка, замініть батарею, якщо вона застаріла або погано контактує..

## Обслуговування

- Якщо ви не використовуєте прилад протягом тривалого часу, вимкніть його та збережіть у безпечному місці. Зберігайте його в безпечному, прохолодному та сухому місці.
- Якщо ви не користуєтеся приладом протягом тривалого часу, заряджайте його кожні півроку.
- Для щоденного догляду використовуйте нейтральний миючий засіб і м'яку тканину. Не використовуйте для чищення моторне масло, органічні розчинники або інші хімічні речовини.
- Будь ласка, вимикайте пристрій після використання або перед чищенням.
- Під час транспортування продукт повинен бути добре закріплений. Уникайте сильної вібрації, зіткнень, кочення та падінь.

# Захист довкілля

Не викидайте цей прилад зі звичайними побутовими відходами після закінчення терміну його служби. Покладіть його у призначений урядом контейнер для вторинної сировини або надішліть його до центру післяпродажного обслуговування виробника. Співробітники сервісного центру перероблять його у безпечний для довкілля спосіб.

## Назва шкідливих речовин у товарі

Назви частин	Отруйні та шкідливі речовини та елементи					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Оболонка	○	○	○	○	○	○
Монтажна плата	×	○	○	○	○	○
Метал. частини	×	○	○	○	○	○
Гумові деталі	○	○	○	○	○	○
Адаптер	×	○	○	○	○	○
Конектори	○	○	○	○	○	○
Кришка ручки	○	○	○	○	○	○

Ця форма базується на правилах ST 11364

○: Вміст шкідливих речовин у всіх частинах відповідає обмеженим вимогам GB/T 26572

×: Вміст шкідливих речовин принаймні в одній частині перевищує обмеження GB/T 26572

## Термін використання

Обмеження по часу забруднення навколишнього середовища, серйозної шкоди людям і майну або витоку токсичних і шкідливих речовин становить 10 років при нормальному використанні, як описано в цьому посібнику.

Цей знак вказує на те, що термін захисту навколишнього середовища цього виробу становить 10 років за умови нормального використання. Деякі компоненти також можуть мати позначення періоду захисту навколишнього середовища. Конкретний період захисту навколишнього середовища для кожного компонента повинен бути позначений окремим знаком.

# Гарантійні умови

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

**PL**



**medicat+**  
JAPAN TECHNOLOGY

**Instrukcja  
użytkownika**

**MassHand Pro 6.0**

# Spis treści

---

Wskazowki bezpieczeństwa .....	01
Zakaz .....	01-02
Parametry techniczne .....	03
Przegląd produktu .....	04
Koncowki do masazu.....	05
Instrukcja uzytkowania.....	06-07
Ladowanie .....	07
Najczesciej zadawane pytania .....	08
Rozwiazywanie problemow .....	09
Obsluga .....	09
Ochrona srodowiska .....	10-11
Warunki Gwarancji.....	12

Dziękujemy za wybranie naszego pistoletu do masażu. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję, aby zapewnić prawidłowe działanie i zachować ją na przyszłość.

- Łagodzenie bólu mięśni;
- Stymulacja krążenia krwi;
- Usunięcie sztywności kręgów szyjnych;
- Lepsza regeneracja mięśni;

## **Wskazówki bezpieczeństwa**

Aby uniknąć uszkodzeń, porażenia prądem, pożaru, śmierci i innych uszkodzeń sprzętu, należy uważnie przeczytać nasze wskazówki i ostrzeżenia.

### **Zakaz**

1. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z tego urządzenia. To nie jest zabawka.
2. Nie wkładać urządzenia do wody. Jeśli przypadkowo dostanie się do wody, należy wysłać go do kontroli na serwis.
3. Nie umieszczać urządzenia w pobliżu ognia lub w ogniu.
4. Nie używać na głowie, szyi, sercu lub genitaliach.
5. Nie stosować na kościach. Stosować na tkanę miękką tylko wtedy, gdy nie odczuwa się bólu ani dyskomfortu.

6. Nie używaj nieoryginalnej ładowarki do ładowania produktu, ponieważ może to spowodować pożar.
7. Nie należy celowo upuszczać urządzenia.
8. Nie należy odkręcać śrub ani podejmować prób demontażu produktu.
9. Urządzenie nie jest alternatywą ani uzupełnieniem leczenia medycznego. W przypadku odczuwania bólu, poddawania się leczeniu lub korzystania z innych urządzeń medycznych, przed użyciem tego produktu należy skonsultować się z lekarzem.
10. Nie należy zbliżać palców, włosów ani innych części ciała do tylnej części końcówek masujących, aby uniknąć ucisku.



Nie dotykaj tej części, gdy urządzenie działa bez założonych końcówek masujących.




Nie dotykaj tej części, gdy urządzenie działa z założonymi końcówkami masującymi.

## Parametry techniczne


Rozmiar produktu:	285 × 217 × 64 mm
Rozmiar opakowania:	298 × 220 × 94 mm (w opakowaniu)
Waga produktu:	800 g / 2000 g (z opakowaniem)
Prędkość:	2000–2800 obr./min / 30 stopni regulacji
Akumulator:	1500 mAh / 7,4 V
Ładowanie:	Type-C
Skok:	6 mm
Poziom hałasu:	55 dB
Obudowa:	ABS
Standardowe wyposażenie:	masażer i 6 głowic masujących

# Przegląd produktu

Szybko zwalniana końcówka masująca




Port ładowania




Przetąicznik zasilania

Silikonowa rękkość

Panel sterowania




# Koncowki do masazu




## Okrągła koncowka

Do masażu i relaksacji dużych grup mięśni



## Okrągła koncowka

Do masażu całego ciała i rozluźnienia mięśni



## Koncowka kregoslupa

Do masażu pleców. Wysoka intensywność



## Poduszka powietrzna

Do relaksacji tkanek miękkich i całego ciała



## Plaska koncowka


Do masażu i relaksacji dużych grup mięśni



## Koncowka "Pocisk"

Dla rozluźnienia punktów spustowych. Wysoka intensywność

# Instrukcja użytkowania



## Używanie przycisku wielofunkcyjnego

Korzystanie z masażera

Użyj przycisków „+” i „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność wibracji poprzez krótkie naciśnięcie przycisku zmiany biegów. Wybierz wygodną dla siebie intensywność i rozpocznij masaż.

Aby w pełni wykorzystać możliwości masażera, wystarczy wykonać kilka prostych czynności:

1. Przygotowanie do użycia: Wybierz odpowiednią końcówkę do masażera i włóż ją bezpiecznie. To pierwszy krok do przyjemnego masażu.
2. Włączanie urządzenia: Naciśnij przycisk „ON”, a masażer będzie gotowy do użycia. Na wyświetlaczu pojawią się dwie cyfry - po prawej stronie poziom naładowania urządzenia, po lewej tryb intensywności wibracji (od 1 do 30).

3. Ustawianie intensywności: Łatwo dostosuj intensywność wibracji, używając przycisków „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność wibracji. Znajdź idealną siłę dla siebie, aby uzyskać maksymalny komfort.
4. Rozpocznij masaż: Rozpocznij masaż, unikając bezpośredniego nacisku na kręgosłup i krążki międzykręgosłupowe. Pozwól masażerowi zrelaksować Twoje ciało, uwalniając Cię od napięcia.
5. Koniec masażu: Po zakończeniu sesji naciśnij przycisk zmiany biegów, aby zmniejszyć intensywność do minimum, a następnie wyłącz masażer przyciskiem „OFF”.
6. Czyszczenie i konserwacja: Jeśli używałeś olejku lub kremu do masażu, pamiętaj o przetarciu nasadek chusteczkami dezynfekującymi, aby utrzymać je w czystości i higienie.

## Ladowanie

Port ładowania znajduje się w dolnej części rękojeści pistoletu do masażu.

- Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować akumulator
- Wyłącz urządzenie podczas ładowania
- Podłącz zasilanie. Wskaźniki ładowania będą migać naprzemiennie, sygnalizując ładowanie urządzenia
- Gdy wskaźnik naładowania zaświeci się do 100%, akumulator jest w pełni naładowany.
- Nie należy przenosić urządzenia podczas ładowania.

# Najczęściej zadawane pytania

## Niska temperatura:

Długotrwałe przechowywanie pistoletu do masażu w temperaturze poniżej 0°C zmniejsza aktywność akumulatora i uniemożliwia normalne działanie.

Urządzenie nie może działać normalnie po włączeniu zasilania.

Rozwiązanie: Trzymaj masażer przez dwie godziny w temperaturze powyżej 0°C lub szybko zwiększ temperaturę za pomocą suszarki do włosów.

## Niski poziom naładowania baterii:

Gdy poziom naładowania baterii jest niski lub użytkownik nie ładował jej przez dłuższy czas, bateria przechodzi w tryb ochrony przed niskim poziomem naładowania.

W tym czasie urządzenie nie będzie działać normalnie po ponownym włączeniu.

Rozwiązanie: Wyłącz urządzenie, podłącz ładowarkę. Upewnij się, że urządzenie jest w pełni naładowane i może normalnie działać.

# Rozwiązywanie problemów

## Nieznaczny nienormalny hałas podczas użytkowania

Niewielki hałas jest normalnym zjawiskiem w okresie użytkowania nowego urządzenia. Jeśli hałas staje się głośniejszy po pewnym czasie użytkowania, należy wysłać urządzenie do serwisu.

## Akumulator nie ładuje się

Jeśli bateria jest przestarzała lub nie styka prawidłowo, należy ją wymienić.

## Obsługa

- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co sześć miesięcy.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez długi czas, należy je wyłączyć i przechowywać w bezpiecznym miejscu. Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym, chłodnym i suchym miejscu.
- Do codziennej obsługi należy używać neutralnego detergentu i miękkiej tkaniny. Do czyszczenia nie należy używać oleju silnikowego, rozpuszczalników organicznych ani innych środków chemicznych.
- Wyłącz urządzenie po użyciu lub przed czyszczeniem.
- Produkt musi być dobrze zabezpieczony podczas transportu. Należy unikać silnych wibracji, kolizji, toczenia się i upadków.

# Ochrona środowiska

Po zakończeniu okresu użytkowania nie należy wyrzucać tego urządzenia razem z normalnymi odpadami domowymi. Urządzenie należy umieścić w wyznaczonym przez rząd pojemniku do recyklingu lub wystać do centrum obsługi posprzedażnej producenta. Centrum serwisowe dokona recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska.

## Nazwa szkodliwych substancji w produkcji

Part name	Poisonous and harmful substances and elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Shell	○	○	○	○	○	○
Circuit board	×	○	○	○	○	○
Metal parts	×	○	○	○	○	○
Rubber parts	○	○	○	○	○	○
Adapter	×	○	○	○	○	○
Connecters	○	○	○	○	○	○
Handle cover	○	○	○	○	○	○

Niniejszy formularz opiera się na zasadach określonych w ST 11364

O: Zawartość szkodliwych substancji we wszystkich częściach jest zgodna z ograniczonymi wymaganiami GB/T 26572

X: Zawartość szkodliwych substancji w co najmniej jednej części przekracza limity GB/T 26572

## Okres użytkowania

Okres przedawnienia w przypadku zanieczyszczenia środowiska, poważnego uszkodzenia osób i mienia lub uwolnienia toksycznych i szkodliwych substancji wynosi 10 lat w przypadku normalnego użytkowania opisanego w niniejszej instrukcji.

Ten znak wskazuje, że okres ochrony środowiska tego produktu wynosi 10 lat przy normalnym użytkowaniu. Niektóre komponenty mogą również posiadać oznaczenie okresu ochrony środowiska. Określony okres ochrony środowiska dla każdego komponentu musi być oznaczony oddzielnie.

# Warunki Gwarancji

Drodzy Klienci!

Prosimy o właściwe przechowywanie tej instrukcji, aby móc skorzystać z karty gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje przez jeden rok od daty zakupu (lub przez 2 lub 3 lata w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w razie awarii przy normalnych warunkach eksploatacji.

Gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Jeśli produkt został uszkodzony na skutek niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt został uszkodzony na skutek demontażu lub modyfikacji.
3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części, które nie pochodzą od naszej firmy.
4. Uszkodzenia spowodowane działaniem siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, konserwacja techniczna świadczona poza okresem gwarancji podlega dodatkowej opłacie.

Części wymienione w okresie gwarancji pozostają własnością MEDICA+.



medica+

JAPAN TECHNOLOGY