


ENG / UA / PL




Oral irrigator

ProWater Station 7.0




medica+
JAPAN TECHNOLOGY



medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instruction manual

ProWater Station 7.0

Contents

Package Contents	01
Safety Precautions	02-04
Schematic Diagrams	05-07
Usage Instructions	08-12
Recommended Technique	13-17
Cleaning and Maintenance	18
Warranty Terms	19
Common Malfunctions and Solutions	20
Technical Specifications	21

Dear Customer!

Thank you for choosing Medica+ products.

Please read this instruction manual carefully before using the device.

Package Contents:

Main unit with reservoir – 1 pc.

Instruction manual – 1 pc.

Classic jet tip – 3 pcs.

Tongue cleaner tip – 1 pc.

Orthodontic tip – 1 pc.

Plaque removal tip – 1 pc.

Periodontal gum tip – 1 pc.

Safety Precautions


When using the device, especially around children, it is important to follow basic safety measures, including:

- ✓ Always turn off the device immediately after use.
- ✓ Do not use it while bathing.
- ✓ Do not leave or store the device in places where it may fall into a bathtub or sink.
- ✓ Do not immerse the device in water or any other liquid.
- ✓ If the device falls into water, do not touch it while it is turned on – first, disconnect the power supply to reduce the risk of burns, electric shock, fire, or injury.
- ✓ Do not leave the device turned on unattended.
- ✓ Children, individuals with disabilities, or those with reduced self-care abilities should use the device only under supervision.
- ✓ Use the device only for its intended purpose, as described in the manual.


- ✓ Do not use the device if its cord or plug is damaged, if it malfunctions, has been dropped, damaged, or submerged in water. In such cases, contact a service center.
- ✓ Keep the cord away from heated surfaces.
- ✓ Do not cover ventilation openings or place the device on soft surfaces (such as a bed or sofa) to prevent airflow blockage. Do not allow hair or foreign objects to enter the openings.
- ✓ Do not use the device while sleeping or in a drowsy state.
- ✓ Do not insert or drop foreign objects into the device.
- ✓ Do not use the device outdoors or in areas where aerosol sprays are used or oxygen is being supplied.
- ✓ Connect the device only to a properly grounded outlet.
- ✓ Always turn off the device before filling the reservoir. Fill it only with water (a small amount of mouthwash may be added). Follow the instructions for proper filling levels.

- ✓ During initial use, minor gum bleeding may occur – this is a normal reaction depending on gum sensitivity.
- ✓ Children should not play with the device. It must be stored in a place inaccessible to children.
- ✓ If the power cord is damaged, it must be replaced at a service center.

Schematic Diagrams




1. 7 nozzles
2. Reservoir
3. On/Off
4. Suction cup
5. Reservoir lid
6. Nozzle
7. Nozzle holder handle
8. Pause
9. Base suction cups



1. Classic jet nozzle
2. Periodontal gum nozzle
3. Orthodontic nozzle
4. Plaque removal nozzle
5. Tongue cleaning nozzle


Usage Instructions

Plug the device into the power outlet. If the outlet is connected to a wall switch, make sure it is turned on.




Preparation for Filling

Remove the lid and the reservoir from the base, fill the reservoir with warm water, place it back onto the base, press firmly, and put the lid on.




Installing and Removing Tips

Take a tip and insert it into the top of the device handle. Press until the tip clicks into place—the ring should align with the end of the handle. To remove, press the tip release button on the handle and gently pull the tip upward.




Pressure Adjustment

When you hear a "click," it means the switch is off. To adjust the pressure, turn the regulator clockwise—from the minimum to the maximum level. The device will automatically turn off after 3 minutes of inactivity. To turn it on again, rotate the regulator back to the "click" position.




Using the Oral Irrigator

Lean over the sink, insert the nozzle into your mouth, and aim it at your teeth. Use your free hand to turn on the device and set the desired pressure level. To control the water flow, rotate the device handle.




Recommended Technique

Direct the water jet at a 90° angle to the gum line, keeping your lips slightly closed to prevent splashing while allowing water to flow freely into the sink. Start cleaning from the back teeth, gradually moving toward the front. Slowly guide the nozzle along the gum line, making brief stops between teeth. Continue the procedure until all areas between and around the teeth are thoroughly cleaned.



Pause

You can temporarily stop the water flow at any time by sliding the button on the device handle downward.



Completion of the Procedure

Turn off the device. Drain the water from the reservoir and unplug the device from the socket.


Periodontal Tip

Allows directing water or liquid oral medications directly under the gumline, ensuring deep cleaning of hard-to-reach areas.




Classic Jet Tip

Cleans the oral cavity at a 360° angle, reaching the deepest areas, including tooth crevices and spaces under the gums. Removes food debris, bacteria, and plaque, providing a feeling of cleanliness.




Tongue Cleaning Tip

Before turning on the irrigator, place the tongue scraper on the central back part of the tongue. Apply slight pressure and slowly move it forward to remove plaque and refresh breath.




Plaque Removal Tip

Effectively combats soft plaque before it hardens. This specially designed tip cleans hard-to-reach areas, especially around braces and other orthodontic constructions.



Orthodontic Tip

Designed for cleaning teeth with braces and other dental appliances. Use the bristle brush to clean around the braces while allowing the water flow to wash away all debris.



Cleaning and Maintenance

After using special solutions, the irrigator must be rinsed. To do this, fill the reservoir with warm water, direct the stream into the sink, and turn on the device until all the water has been expelled. This will help prevent clogging and extend the device's lifespan. The housing can be wiped with a soft cloth and a non-abrasive cleaning agent. Always unplug the device before cleaning.

Warranty Terms

Dear Customers!

Please keep this manual properly to use your warranty card. The warranty is provided for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if an extended warranty is purchased) in case of malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the device has been damaged due to disassembly or modifications.
3. If non-original parts that do not belong to our company have been used.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, technical maintenance provided outside the warranty period is subject to an additional fee.

Any parts replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

Common Malfunctions and Solutions

Problem	Possible Cause	Solution
Leakage from the tip and tongue cleaner between the upper part and the handle.	The nozzle is not securely installed.	Remove and reinstall the nozzle.
The periodontal nozzle has become too soft.	The nozzle is worn out.	Replace it with a new one.
The irrigator is leaking	Hose damage	Can be replaced at the service center.
Leakage in the reservoir.	Missing water reservoir valve or the water reservoir valve is inverted.	Replace the reservoir valve at the service center.
Inadequate pressure	The reservoir is incorrectly positioned	Clean the filtration mesh
No water flow	The motor is not working	Make sure the outlet is working by testing it with another device (check the wall switch).

Technical Specifications

Weight – 0.930 kg

Pressure Range – 30-125 psi (pounds per square inch)

Power Source – Electric, 220V mains

Charging Adapter – DC5V, 1A

Number of Modes – 10 modes

Product Color – Black

Material – ABS + PC / Plastic

Input Voltage – 100-240V, 50/60Hz

Power – 18W

Water Tank Capacity – 600 ml

Package Size – 15.5 × 14 × 21 cm


Rotation Speed – 1250 - 1700 rpm

Flow Rate – ≥ 290 ml/min

Noise Level – Below 75 dB

Certification – CE, RoHS, FDA

UA



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Посібник користувача

ProWater Station 7.0

Зміст

Комплектація.....	01
Запобіжні заходи.....	02-04
Схематичні зображення.....	05-07
Інструкція з використання	08-12
Рекомендована техніка	13-17
Чистка та догляд	18
Гарантійні умови.....	19
Загальні несправності та їх вирішення.....	20
Технічні характеристики	21

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію

Medica+. Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням пристрою.

Комплектація

Основний блок з резервуаром – 1 шт.

Інструкція – 1 шт.

Класичний струменевий наконечник – 3 шт.

Наконечник для очищення язика – 1 шт.

Ортодонтичний наконечник – 1 шт.

Наконечник для видалення зубного нальоту – 1 шт.

Парадонтальний наконечник для ясен - 1 шт.

Запобіжні заходи


Під час використання пристрою, особливо поруч із дітьми, важливо дотримуватись основних заходів безпеки, зокрема:

- ✓ Завжди вимикайте пристрій одразу після використання.
- ✓ Не використовуйте його під час купання.
- ✓ Не залишайте та не зберігайте пристрій у місцях, де він може впасти у ванну чи раковину.
- ✓ Не занурюйте у воду або будь-яку іншу рідину.
- ✓ Якщо пристрій впав у воду, не торкайтеся його, поки він увімкнений – спочатку відключіть живлення. Для зниження ризику опіків, ураження електричним струмом, пожежі або травм.
- ✓ Не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.
- ✓ Діти, люди з інвалідністю або зниженою здатністю до самообслуговування повинні використовувати пристрій тільки під наглядом.


- ✓ Використовуйте пристрій лише за призначенням, згідно з інструкцією.
- ✓ Не використовуйте пристрій, якщо його шнур або штепсель пошкоджені, якщо він працює неправильно, впав, отримав пошкодження або потрапив у воду. У таких випадках зверніться до сервісного центру.
- ✓ Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь.
- ✓ Не закривайте вентиляційні отвори та не розміщуйте пристрій на м'яких поверхнях (наприклад, ліжку чи дивані), щоб уникнути блокування вентиляції. Не допускайте потрапляння волосся або сторонніх предметів у отвори.
- ✓ Не використовуйте пристрій під час сну або в сонному стані.
- ✓ Не вставляйте і не кидайте в пристрій сторонні предмети.
- ✓ Не використовуйте пристрій на відкритому повітрі або в місцях, де застосовуються аерозолі чи подається кисень.

- ✓ Підключайте пристрій тільки до правильно заземленої розетки.
- ✓ Завжди вимикайте пристрій перед наповненням резервуара. Заповнюйте його лише водою (можна додавати в воду невелику кількість ополіскувача для ротової порожнини). Дотримуйтеся інструкцій щодо рівня заповнення.
- ✓ При першому використанні іригатора можлива незначна кровоточивість ясен – це нормальна реакція, що залежить від чутливості ясен.
- ✓ Діти не повинні гратися з пристроєм. Пристрій повинен зберігатися в недоступному для дітей місці.
- ✓ Якщо шнур живлення пошкоджений, його необхідно замінити у сервісному центрі.

Схематичні зображення




1. 7 насадок
2. Резервуар
3. Вкл./Викл.
4. Присоска
5. Кришка резервуару
6. Наконечник
7. Ручка для тримання наконечника
8. Пауза
9. Базові присоски



1. Класичний струменевий наконечник
2. Парадонтальний наконечник для ясен
3. Ортодонтичний наконечник
4. Наконечник для видалення зубного нальоту
5. Наконечник для очищення язика


Інструкція:

Підключіть пристрій до розетки. Якщо розетка підключена до настінного вимикача, переконайтеся, що він увімкнений.




Підготовка до наповнення

Зніміть кришку і резервуар з основи, наповніть резервуар теплою водою, встановіть резервуар назад на основу, щільно притисніть і надіньте кришку.




Встановлення та зняття насадок

Візьміть насадку та вставте її у верхню частину ручки пристрою. Натискайте, доки насадка не зафіксується на місці – кільце має зрівнятися з кінцем ручки. Натисніть кнопку вилучення насадки на ручці пристрою. Обережно витягніть насадку вгору.




Регулювання налаштувань тиску

Коли ви почуєте "клацання", це означає, що перемикач вимкнено. Для налаштування тиску поверніть регулятор за годинниковою стрілкою – від мінімального до максимального рівня. Пристрій автоматично вимкнеться через 3 хвилини бездіяльності. Щоб увімкнути його знову, необхідно повернути регулятор до положення "клацання".




Використання іригатора

Нахиліться над раковиною, вставте наконечник у рот і направте його на зуби. Вільною рукою увімкніть пристрій та встановіть бажаний рівень тиску. Для керування потоком води повертайте ручку пристрою.




Рекомендована техніка

Направте струмінь води під кутом 90° до лінії ясен, злегка закривши губи, щоб уникнути розбризкування, але залишаючи простір для вільного витікання води в раковину. Почніть очищення з задніх зубів, поступово просуваючись до передніх. Повільно ведіть наконечник уздовж лінії ясен, роблячи короткі зупинки між зубами. Продовжуйте процедуру, поки ретельно не очистите всі ділянки між зубами та навколо них.



Пауза

Ви можете тимчасово зупинити потік води у будь-який час, зсунувши вниз кнопку на ручці пристрою.




Завершення процедури

Вимкніть пристрій. Злийте воду з резервуару, витягніть пристрій з розетки.


Парадонтальний наконечник для ясен

Дозволяє спрямовувати воду або рідкі пероральні ліки безпосередньо під слизову оболонку ясен, забезпечуючи глибоке очищення важкодоступних зон.




Класичний струменевий наконечник

Очищає ротову порожнину під кутом 360°, досягаючи найглибших ділянок, зокрема зубних тріщин і простору під яснами. Видаляє залишки їжі, бактерії та наліт, забезпечуючи відчуття чистоти.




Наконечник для очищення язика

Перед увімкненням іригатора розмістіть язиковий скребок на центральній задній частині язика. Злегка натискаючи, повільно проведіть його вперед, знімаючи наліт та освіжаючи подих.




Наконечник для видалення зубного нальоту

Ефективно бореться з нальотом, що ще не встиг затвердіти. Спеціально розроблений наконечник очищає важкодоступні місця, особливо навколо брекетів та інших ортодонтичних конструкцій.



Ортодонтичний наконечник

Створена для догляду за зубами з брекетами та іншими стоматологічними пристроями. Використовуючи щітинну щітку, очистьте навколо брекетів, дозволяючи водному потоку змити всі залишки забруднень.



Чистка та догляд

Після використання спеціальних розчинів іригатор потрібно промити. Для цього наповніть резервуар теплою водою, направте струмінь у раковину та увімкніть пристрій, поки вся вода не витече. Це допоможе запобігти засміченню та продовжить термін його служби. Корпус можна протирати м'якою тканиною та неабразивним миючим засобом. Перед очищенням обов'язково вимикайте пристрій з розетки.

Гарантійні умови:

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

Загальні несправності та їх вирішення

Проблема	Причина	Метод вирішення
Протікання з наконечника і очищувача язика між верхньою частиною і ручкою ручки	Насадка не щільно встановлена	Зніміть і встановіть повторно насадку
Пародонтальна насадка стала занадто м'якою	Насадка зносилася	Замінити новим наконечником
Іригатор протікає	Пошкодження шланга	Може бути замінений в сервісному центрі
Протікання в резервуарі	Недостаючий клапан резервуара для води або клапан резервуара для води перевернутий	Замінити резервуарний клапан в сервісному центрі
Неадекватний тиск	Резервуар неправильно розташований	Очистити фільтраційну сітку
Немає подачі води	Мотор не працює	Упевніться, що розетка працює, перевірте з іншим приладом (перевірте настінний вимикач)

Технічні характеристики:

Вага - 0,930 кг.

Діапазон тиску - 30-125 psi. (Фунтів на квадратний дюйм)

Джерело живлення - електричний від мережі 220В.

Зарядний адаптер - DC5V, 1A.

Кількість режимів - 10 режимів.

Колір виробу - Чорний

Матеріал - ABS + PC / Пластик.

Напруга живлення - 100-240, 50 / 60Гц.

Потужність - 18W.

Розмір водного резервуару - 600 мл.

Розмір упаковки - 15,5X14X21 см.


Швидкість обертання - 1250 - 1700 об/хв

Швидкість потоку - ≥ 290 мл/хв

Шум - нижче 75 децибел

Сертифікат - CE, RoHS, FDA.

PL



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

ProWater Station 7.0

Zawartość

Wyposażenie	01
Środki ostrożności.....	02-04
Obrazy schematyczne.....	05-07
Instrukcje użytkowania.....	08-12
Zalecana technika.....	13-17
Czyszczenie i konserwacja	18
Warunki gwarancji	19
Typowe usterki i ich rozwiązania.....	20
Dane techniczne.....	21

Drogi kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje.

Wyposażenie:

Jednostka główna ze zbiornikiem - 1 szt.

Instrukcje - 1 szt.

Klasyczna końcówka strumieniowa - 3 szt.

Końcówka do czyszczenia języka - 1 szt.

Końcówka ortodontyczna - 1 szt.

Końcówka do usuwania płytki nazębnej - 1 szt.

Końcówka paradontalna do dziąseł - 1 szt.

Środki ostrożności


Podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza w pobliżu dzieci, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych:

- ✓ Zawsze wyłączaj urządzenie natychmiast po użyciu.
- ✓ Nie używać podczas kąpieli.
- ✓ Nie zostawiaj ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, w którym może ono wpaść do wanny lub zlewu.
- ✓ Nie zanurzać w wodzie ani żadnym innym płynie.
- ✓ Jeśli urządzenie zostanie upuszczone do wody, nie dotykaj go, gdy jest włączone - najpierw wyłącz zasilanie. Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru lub obrażeń.
- ✓ Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- ✓ Dzieci, osoby niepełnosprawne lub o ograniczonej zdolności do samoobsługi powinny korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem.


- ✓ Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- ✓ Nie używaj urządzenia, jeśli jego przewód lub wtyczka są uszkodzone, urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub wystawione na działanie wody. W takich przypadkach należy skontaktować się z centrum serwisowym.
- ✓ Przewód należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
- ✓ Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych ani umieszczać urządzenia na miękkich powierzchniach (takich jak łóżko lub sofa), aby uniknąć zablokowania wentylacji. Nie wolno dopuścić, aby włosy lub ciała obce dostały się do otworów wentylacyjnych.
- ✓ Nie używaj urządzenia podczas snu lub w stanie senności.
- ✓ Nie wkładać ani nie wrzucać ciał obcych do urządzenia.
- ✓ Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub w miejscach, w których używane są aerozole lub dostarczany jest tlen.

- ✓ Urządzenie należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego gniazda.
- ✓ Przed napełnieniem zbiornika należy zawsze wyłączyć urządzenie i napełnić go wyłącznie wodą (do wody można dodać niewielką ilość płynu do płukania jamy ustnej). Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poziomu napełnienia.
- ✓ Podczas pierwszego użycia irygatora może wystąpić lekkie krwawienie dziąseł - jest to normalna reakcja, zależna od wrażliwości dziąseł.
- ✓ Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- ✓ Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy zlecić jego wymianę w centrum serwisowym.

Obrazy schematyczne




1. 7 dysz
2. Zbiornik
3. Włącznik/wyłącznik.
4. Przyssawka
5. Pokrywa zbiornika
6. Końcówka
7. Uchwyt do trzymania końcówki
8. Pauza
9. Podstawowe przyssawki



1. Klasyczna końcówka odrzutowa
2. Końcówka paradontalna do dziąseł
3. Końcówka ortodontyczna
4. Końcówka do usuwania płytki nazębnej
5. Końcówka do czyszczenia języka


Instrukcje:

Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Jeśli gniazdo jest podłączone do przełącznika ściennego, upewnij się, że jest on włączony.




Przygotowanie do napełniania

Zdejmij pokrywę i zbiornik z podstawy, napełnij zbiornik ciepłą wodą, umieść zbiornik z powrotem na podstawie, mocno dociśnij i załóż pokrywę.




Założenie i zdjęcie końcówek

Weź dyszę i włóż ją do górnej części uchwytu. Naciśnij, aż dysza zatrzaśnie się na swoim miejscu - pierścień powinien być wyrównany z końcem uchwytu. Naciśnij przycisk wysuwania dyszy na uchwycie. Delikatnie pociągnij dyszę do góry.




Regulacja ustawień ciśnienia

Gdy usłyszysz "kliknięcie", przełącznik jest wyłączony. Aby ustawić ciśnienie, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara od poziomu minimalnego do maksymalnego. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 3 minutach bezczynności. Aby włączyć je ponownie, przekręć pokrętło do pozycji "kliknięcia".




Korzystanie z irygatora

Pochyl się nad zlewem, włóż końcówkę do ust i skieruj ją na zęby. Wolną ręką włącz urządzenie i ustaw żądany poziom ciśnienia. Obróć uchwyt, aby kontrolować przepływ wody.




Zalecana technika

Skieruj strumień wody pod kątem 90° do linii dziąseł, lekko zamykając usta, aby uniknąć rozpryskiwania, ale pozostawiając miejsce na swobodny przepływ wody do zlewu. Rozpocznij czyszczenie od tylnych zębów, stopniowo przechodząc do przednich. Przesuwaj końcówkę powoli wzdłuż linii dziąseł, robiąc krótkie przerwy między zębami. Kontynuuj, aż wszystkie obszary między zębami i wokół nich zostaną dokładnie wyczyszczone.



Pauza

W dowolnym momencie można tymczasowo zatrzymać przepływ wody, przesuwając w dół przycisk na uchwycie.



Zakończenie procedury

Wyłącz urządzenie. Spuść wodę ze zbiornika i odłącz urządzenie od gniazda zasilania.


Końcówka paradontalna do dziąseł

Umożliwia kierowanie wody lub płynnych leków doustnych bezpośrednio pod błonę śluzową dziąseł, zapewniając głębokie czyszczenie trudno dostępnych miejsc.




Klasyczna końcówka odrzutowa

Czyści jamę ustną pod kątem 360 °, docierając do najgłębszych obszarów, w tym pęknięć zębów i pod dziąskami. Usuwa resztki jedzenia, bakterie i płytkę nazębną, zapewniając uczucie czystości.




Końcówka do czyszczenia języka

Przed włączeniem irygatora umieść skrobak do języka na środku tylnej części języka. Lekko naciskając, powoli przesuвай go do przodu, aby usunąć płytkę nazębną i odświeżyć oddech.




Końcówka do usuwania płytki nazębnej

Skutecznie zwalcza płytkę nazębną, która jeszcze nie stwardniała. Specjalnie zaprojektowana końcówka czyści trudno dostępne miejsca, szczególnie wokół aparatów ortodontycznych i innych struktur ortodontycznych.



Końcówka ortodontyczna

Przeznaczona do pielęgnacji zębów z aparatami ortodontycznymi i innymi urządzeniami dentystycznymi. Za pomocą szczoteczki z włosiem wyczyścić okolice aparatu ortodontycznego, pozwalając wodzie spłukać wszelkie pozostałe zabrudzenia.



Czyszczenie i konserwacja

Po użyciu specjalnych roztworów należy przepłukać irygator. W tym celu napełnij zbiornik ciepłą wodą, skieruj strumień do zlewu i włącz urządzenie, aż cała woda wypłynie. Pomoże to zapobiec zatykaniu się urządzenia i wydłuży jego żywotność. Obudowę można czyścić miękką ściereczką i nieściernym detergentem. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.

Warunki gwarancji:

Droży klienci!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
 2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
 3. Jeśli w urządzeniu zostały użyte części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
 4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
- Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

Typowe usterki i ich rozwiązania

Problem	Powód	Rozwiązanie
Wyciek z końcówki i środka do czyszczenia języka między górną częścią a uchwytem	Dysza nie jest szczelnie założona	Zdejmij i ponownie załóż dyszę
Końcówka periodontologiczna jest zbyt miękka	Dysza jest zużyta	Wymiana na nową końcówkę
Irygator przecieka	Uszkodzenie węża	Możliwość wymiany w centrum serwisowym
Wyciek w zbiorniku	Brak zaworu zbiornika wody lub zawór zbiornika wody jest odwrócony	Wymianę zaworu zbiornika należy zlecić centrum serwisowemu
Nieodpowiednie ciśnienie	Zbiornik jest nieprawidłowo ustawiony	Wyczyść siatkę filtra
Brak doływu wody	Silnik nie działa	Upewnij się, że gniazdko działa, sprawdź za pomocą innego urządzenia (sprawdź przetłacznicę ścienną).

Dane techniczne:

Waga - 0,930 kg.

Zakres ciśnienia - 30-125 psi (funtów na cal kwadratowy)

Źródłem zasilania jest sieć elektryczna 220 V.

Adapter do ładowania - DC5V, 1A.

Liczba trybów - 10.

Kolor produktu - czarny

Materiał - ABS + PC / plastik.

Napięcie zasilania - 100-240, 50/60 Hz.

Moc wynosi 18 W.

Pojemność zbiornika na wodę - 600 ml.

Rozmiar opakowania - 15,5X14X21 cm.

Prędkość obrotowa - 1250 - 1700 obr.

Natężenie przepływu ≥ 290 ml/min

Hałas - poniżej 75 decybeli

Certyfikat - CE, RoHS, FDA.