

ENG / UA / PL

**Ultrasonic
Toothbrush**

**Probrush 10.0XN
Portable**

MEDICA+ LUX

JAPAN TECHNOLOGY



MEDICA+ LUX

JAPAN TECHNOLOGY

ENG

MEDICA+ 

JAPAN TECHNOLOGY

**Instruction Ultrasonic
Toothbrush**

Probrush 10.0XN Portable

Content

Introduction.....	01
Important tips.....	02-04
Reminder, Other recommends.....	05
Other functions indicate	06-07
List of components	08
How to use	09-10
Battery status and charging.....	10-11
Product specifications.....	12
Fault diagnosis	13-14
Warranty terms.....	15-16

Introduction

- Thank you for choosing **Probrush 10.0XN Portable** electric toothbrush! Please read the safety instructions before using this product. The instructions will help you understand the toothbrush functions and related warnings.

Important tips

- For users of orthodontics, tooth repair, dental implants, etc. Please use the toothbrush under guidance of the dentist.
- Any questions involving pacemakers or other implanted devices, con-sult your doctor or the manufacturer of the implant before use.
- This product is designed for oral cleaning only. Do not use for any other purpose. If you feel uncomfortable or pain, please stop using this product and contact your doctor.
- This product is not suitable for mental patients and children, unless it is used under the supervision of a guardian.

- Do not immerse the charging base in water or use it in any wet environment. Ensure that the charging base and the power plug are completely dry when access to power. If there is any damage, do not use .
- This product contains a build-in rechargeable battery, please do not get close to open fire and do not use or place it at a high temperature.
- If the product is damaged due to collision or fall, please stop using the product.
- Do not modify, disassemble or repair the product on your own.
- Please check if there is any obvious damage before using this product. If there is damage or serious fall, do not use, and contact the manufacturer back to repair.

- Before connecting the power supply, please check whether the local power supply voltage is consistent with the voltage marks in this product.
- Do not use this product while bathing. The toothbrush is waterproof, however, the steam produced may penetrate into the toothbrush and cause a short-circuit.
- Do not wash the charger base, do not reach for the charger that has fallen into the water, doing so may result in electrocution.

Reminder

- This product is used for personal cleaning only. It is not recommended for more than one person.
- This product should not be exposed to sunlight and should be placed in a dry and ventilated environment.

Other recommendations

- Professional dentist recommends brushing for 2-3 minutes at a time
- Professional dentist recommends sonic brushing method to clean the teeth.
- Professional dentist recommends replacing the brushhead every 2-3 months.

Other functions indicate

- It divides the oral cavity into four areas and jitters them every 30 seconds to remind you to change the area
- After reaching the recommended minimum brushing time, it will automatically shut down after two minutes

Pink light indicates: Basic oral cleaning, suitable for gingival sensitive people and initial users


Blue light indicates: Deep oral cleaning, suitable for most people

Green light indicates: Deep cleaning needs, two frequency vibration alternately, effectively remove dental plaque

Battery indicator: Light shows long red light when the battery is low; During charging the indicator light shows red light flashing state; When fully charged, the green light is always on

Charging instruction: Fully charged in about two hours

List of components



How to use

1. Soak the bristles and squeeze a proper amount of toothpaste on the toothbrush.
2. Press the powerbutton to start the brush handle and select the desired mode.
3. Place the bristles close to the teeth, move the toothbrush slowly, and brush the teeth. Every 30 seconds during the process, the toothbrush shakes to prompt to change the brushing area, and it will automatically shut down after 2 minutes. If you need to continue brushing, press the powerbutton again.
4. To prevent toothpaste foam from spattering, turn off the toothbrush before removing from mouth.

5. After each use, rinse the toothbrush with clean water and wipe off with dry cloth.

*The bottom of this product is a nickel-metal hydride. Long term contact with salted toothpaste residue may cause the accessory to rust. Use a dry cloth to wipe off the end off metal part after use to prevent rust.

Battery status and charging

- This product has undergone a complete charge and discharge aging before leaving the factory, but due to the production cycle and natural discharge, the first time the battery endurance time used may be different.

- This product uses a USB interface for charging. You can use a charging adapter that meets national standards to charge it, but using a lower standard charger may bring unpredictable safety risks.
- According to the test, it takes about 2-3 hours to finish a complete charge. The specific charging time may be affected by the remaining power and the difference of charging environment.
- When the battery indicator flashes in red, it means that the battery power reaches close to the limit. Please charge the toothbrush in time to prevent the built-in lithium battery from malfunctioning and damage to extensive discharge.
- In a laboratory environment and when the battery is fully charged, based on the average use time of the three gears, 2 times a day, 2 minutes each time, the toothbrush battery can be used for 45-60 days.

Product specifications

Product name	Probrush 10.0XN Portable
Material	Aluminum alloy, ABS
Bristle	Dupont Tynex
Power	1W
Input	5V-0.5A
Battery capacity	320 mAh
Frequency	18000-22000 times/minute
Charging	USB Magnetic induction charging
Mode	Three Gears Modes
Water Proof	IPX 7
Weight	Toothbrush holder: 5 grms Toothbrush: 51 grms, Charger: 15.3 grms

Fault diagnosis

Problem	Possible cause	Remedy
Vibration intensity weakened	Battery is low	Charge the toothbrush for around 2 hours
After charging, the vibration is still weak	Falling or bumping causes the motor shifted	Send the product back for repair (do not disassemble it by your own so as not to cause secondary damage)
	The product is not placed vertically on the charger and fails to charge	Put the product upright so that its bottom is in contact with the charger base, and confirm that the indicator light is on
	Toothpaste or water stains on the bottom of the product or on the charger	Wipe clean the bottom and bottom contact surface of the product and try again

Fault diagnosis

Problem	Possible cause	Remedy
Toothbrush is not working	Just purchased or not used for a long time	Charge the product for at least 2 hours
Abnormal brush head noise	Brush head is incorrectly assembled	After removing it, put it back in place properly

Warranty Terms

Dear customers,

Please keep this instruction manual properly to use the warranty card. The warranty is provided for one year from the date of purchase (or for 2 or 3 years if the extended warranty is purchased) in case of malfunction under normal operating conditions.

The warranty does not cover the following cases:


1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modifications.

3. If parts not supplied by our company were applied to and used with the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, technical maintenance provided outside the warranty is subject to additional charges.

Parts of the product replaced during the warranty period remain the property of MEDICA+.

UA

MEDICA+ 

JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник користувача
Ультразвукова зубна
щітка**

Probrush 10.0XN Portable

Зміст

Введення	01
Важливі поради.....	02-04
Нагадування, Інші поради.....	05
Інші функції	06-07
Перелік складових.....	08
Як користуватись.....	09-10
Стан батареї та зарядка.....	10-12
Технічні характеристики	13
Діагностика несправностей....	14-15
Гарантійні умови	16-17

Введення

- Дякуємо, що обрали портативну електричну зубну щітку **Probrush 10.0XN**! Будь ласка, прочитайте інструкції з безпеки перед використанням цього продукту. Інструкції допоможуть вам зрозуміти функції зубної щітки та відповідні попередження.

Важливі поради

- Для користувачів ортодонтії, ремонту зубів, імплантації зубів тощо. Використовуйте зубну щітку під наглядом стоматолога.
- З будь-яких питань щодо кардіостимуляторів або інших імплантованих пристроїв проконсультуйтеся з лікарем або виробником імплантату перед використанням.
- Цей продукт призначений лише для чищення порожнини рота. Не використовуйте для інших цілей. Якщо ви відчуваєте дискомфорт або біль, припиніть використання цього продукту та зверніться до лікаря.
- Цей продукт не підходить для психічно хворих і дітей, якщо він не використовується під наглядом опікуна.

- Не занурюйте зарядну базу у воду та не використовуйте її у вологому середовищі. Під час доступу до джерела живлення переконайтеся, що зарядна база та штекер живлення повністю сухі. Якщо є пошкодження, не використовуйте.
- Цей продукт містить вбудовану акумуляторну батарею, будь ласка, не наближайте до відкритого вогню, не використовуйте та не ставте його при високій температурі.
- Якщо виріб пошкоджено внаслідок зіткнення або несправності, припиніть використання виробу.
- Не змінюйте, не розбирайте та не ремонтуйте виріб самостійно.

- Будь ласка, перевірте, чи немає явних пошкоджень перед використанням цього продукту. У разі пошкодження або серйозного падіння не використовуйте його та зверніться до виробника для ремонту.
- Перед підключенням джерела живлення переконайтеся, що напруга місцевого джерела живлення відповідає позначкам напруги на цьому продукті.
- Не використовуйте цей продукт під час купання. Зубна щітка є водонепроникною, однак пара, що утворюється, може проникнути всередину зубної щітки та спричинити коротке замикання.
- Не мийте основу зарядного пристрою, не тягніться до зарядного пристрою, який впав у воду, це може призвести до ураження електричним струмом.

Нагадування

- Цей продукт використовується лише для особистого чищення. Не рекомендується для кількох осіб.
- Цей виріб не можна піддавати впливу сонячних променів і слід розміщувати в сухому та провітрюваному середовищі.

Інші рекомендації

- Професійний стоматолог рекомендує чистити зуби протягом 2-3 хвилин за раз
- Професійний стоматолог рекомендує метод звукової чищення зубів.
- Професійний стоматолог рекомендує міняти насадку кожні 2-3 місяці.

Інші функції

- Пристрій ділить ротову порожнину на чотири зони та тремтить ними кожні 30 секунд, щоб нагадати вам змінити область
- Після досягнення рекомендованого мінімального часу чищення він автоматично вимкнеться через дві хвилини

Рожеве світло вказує на: базове чищення ротової порожнини, підходить для людей із чутливістю ясен і початкових користувачів


Синє світло вказує на: глибоке очищення ротової порожнини, підходить для більшості людей

Зелене світло вказує: потреба в глибокому чищенні, двочастотна вібрація поперемінно, ефективно видаляє зубний наліт

Індикатор заряду батареї: Світло показує довге червоне світло, коли батарея розряджена;
Під час заряджання індикатор показує блимання червоного світла;
Коли акумулятор повністю заряджений, зелений індикатор горить постійно

Інструкція щодо заряджання:
Повністю заряджається приблизно за дві години

Перелік складових



Як користуватись

1. Намочіть щетину та видавіть на зубну щітку потрібну кількість зубної пасти.
2. Натисніть кнопку живлення, щоб запустити ручку щітки та виберіть потрібний режим.
3. Помістіть щетину близько до зубів, повільно рухайте зубною щіткою та чистіть зуби. Кожні 30 секунд під час процесу зубна щітка трясеться, щоб змінити зону чищення, і автоматично вимикається через 2 хвилини. Якщо потрібно продовжити чищення, знову натисніть кнопку живлення.
4. Щоб запобігти розбризкуванню піни зубної пасти, вимкніть зубну щітку перед тим, як виймати її з рота.

5. Після кожного використання промивайте зубну щітку чистою водою та витирайте її сухою тканиною.

*Нижня сторона цього виробу - це нікель-метал-гідрид. Тривалий контакт із солоними залишками зубної пасти може спричинити появу іржі на аксесуарі. Використовуйте суху тканину, щоб витерти металеву частину після використання, щоб запобігти іржі.

Стан батареї та зарядка

- Цей продукт пройшов процес повного заряджання та розряджання перед тим, як залишити фабрику, але через виробничий цикл і природний розряд час роботи батареї вперше може відрізнятись.

- Цей продукт використовує USB-інтерфейс для зарядки. Для заряджання можна використовувати зарядний адаптер, який відповідає національним стандартам, але використання зарядного пристрою нижчого стандарту може спричинити непередбачувані ризики для безпеки.
- Згідно з тестом, для повної зарядки потрібно близько 2-3 годин. На конкретний час заряджання може впливати залишок заряду та різниця в середовищі заряджання.
- Коли індикатор батареї блимає червоним, це означає, що заряд батареї досягає межі. Будь ласка, заряджайте зубну щітку вчасно, щоб запобігти несправності вбудованої літієвої батареї та пошкодженню внаслідок сильного розряду.

- У лабораторних умовах і коли акумулятор повністю заряджено, на основі середнього часу використання трьох передач, 2 рази на день, по 2 хвилини кожен раз, акумулятор зубної щітки можна використовувати протягом 45-60 днів.

Технічні характеристики

Назва продукту	Probrush 10.0XN Portable
Матеріал	ABS, алюміній
Щетина	Dupont Tynex
Потужність	1W
Вхідна напруга	5V-0.5A
Ємність акумулятора	320 mAh
Частота	18000-22000 об/хв
Зарядка	Магнітно-індукційна зарядка USB
Режим	Три режими передач
Водонепроникність	IPX 7
Вага	Тримач для зубної щітки: 5 г Зубна щітка: 51 г, Зарядний пристрій: 15.3 г

Діагностика несправностей

Проблема	Можлива причина	Як вирішити
Інтенсивність вібрацій ослаблена	Батарея розряджена	Заряджайте зубну щітку приблизно 2 години
Після зарядки вібрація ще слабка	Падіння або зіткнення спричиняє зсув двигуна	Відправте виріб на ремонт (не розбирайте самостійно, щоб не завдати вторинної шкоди)
	Виріб не розміщено вертикально на зарядному пристрої та не заряджається	Поставте виріб вертикально так, щоб його нижня частина торкалася основи зарядного пристрою, і переконайтеся, що індикатор горить
	Плями від зубної пасти або води на нижній частині виробу або на зарядному пристрої	Протріть дно та нижню контактну поверхню виробу та повторіть спробу

Діагностика несправностей

Проблема	Можлива причина	Як вирішити
Зубна щітка не працює	Щойно куплений або давно не використовувався	Заряджайте пристрій не менше 2 годин
Незвичайний шум головки щітки	Головка щітки зібрана неправильно	Знявши його, правильно поставте на місце

Гарантійні умови

Шановні клієнти!

Будь-ласка, зберігайте цю інструкцію належним чином, щоб скористатись гарантійним талоном. Гарантія надається протягом одного року з дати покупки (або протягом 2-х чи 3-х років за умови придбання розширеної гарантії) в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.

3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю MEDICA+.

PL

MEDICA+ 

JAPAN TECHNOLOGY

**Instrukcja użytkownika
Ultradźwiękowa
szczoteczka do zębów**

Probrush 10.0XN Portable

Zawartość

Wprowadzenie	01
Ważne wskazówki.....	02-04
Przypomnienia, inne wskazówki....	05
Inne funkcje	06-07
Lista komponentów.....	08
Jak korzystać.....	09-10
Stan baterii i ładowanie.....	10-12
Dane techniczne.....	13
Rozwiązywanie problemów.....	14-15
Warunki gwarancji.....	16-17

Wprowadzenie

- Dziękujemy za wybranie przenośnej elektrycznej szczoteczki do zębów **Probrush 10.0XN!** Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z instrukcjami bezpieczeństwa. Instrukcje te pomogą zrozumieć funkcje szczoteczki do zębów i odpowiednie ostrzeżenia.

Ważne wskazówki

- Dla użytkowników ortodoncji, napraw dentystycznych, implantów dentystycznych itp. Szczoteczki należy używać pod nadzorem dentysty.
- W przypadku pytań dotyczących rozruszników serca lub innych wszczepionych urządzeń, przed użyciem należy skonsultować się z lekarzem lub producentem implantów.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia jamy ustnej. Nie należy go używać do żadnych innych celów.
- W przypadku wystąpienia dyskomfortu lub bólu należy przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

- Ten produkt nie jest odpowiedni dla osób chorych psychicznie lub dzieci, chyba że jest używany pod nadzorem opiekuna.
- Nie należy zanurzać bazy ładującej w wodzie ani używać jej w wilgotnym środowisku. Podczas uzyskiwania dostępu do źródła zasilania należy upewnić się, że podstawa ładująca i wtyczka zasilania są całkowicie suche. Jeśli urządzenie jest uszkodzone, nie należy go używać.
- Ten produkt zawiera wbudowany akumulator, nie należy zbliżać go do otwartego ognia, używać ani umieszczać w wysokiej temperaturze
- Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku kolizji lub nieprawidłowego działania, należy zaprzestać jego używania.

- Nie modyfikuj, nie demontuj ani nie naprawiaj produktu samodzielnie.
- Przed użyciem produktu należy sprawdzić, czy nie ma on widocznych uszkodzeń. W przypadku poważnego uszkodzenia lub upuszczenia produktu nie należy go używać i należy skontaktować się z producentem w celu naprawy.
- Przed podłączeniem zasilania należy upewnić się, że napięcie lokalnego źródła zasilania jest zgodne z napięciem oznaczonym na produkcie.
- Nie używaj tego produktu podczas kąpieli. Szczoteczka jest wodoodporna, ale wytwarzana para może przeniknąć do szczoteczki i spowodować zwarcie.
- Nie myj bazy ładowarki, nie sięgaj po ładowarkę, która została upuszczona do wody, może to spowodować porażenie prądem.

Przypomnienie

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia osobistego. Nie jest zalecany dla wielu osób
- Produkt nie powinien być narażony na działanie promieni słonecznych i powinien być umieszczony w suchym i wentylowanym miejscu.

Inne wskazówki

- Profesjonalny dentysta zaleca szczotkowanie zębów przez 2-3 minuty za każdym razem
- Profesjonalny dentysta zaleca stosowanie sonicznej metody szczotkowania zębów
- Profesjonalny dentysta zaleca wymianę główki szczoteczki co 2-3 miesiące.

Inne funkcje

- Urządzenie dzieli jamę ustną na cztery strefy i potrząsa nimi co 30 sekund, przypominając o konieczności zmiany strefy.
- Po osiągnięciu zalecanego minimalnego czasu szczotkowania, urządzenie wyłączy się automatycznie po dwóch minutach.

Różowe światło wskazuje:

podstawowe czyszczenie jamy ustnej, odpowiednie dla osób z nadwrażliwością dziąseł i początkujących

Niebieskie światło wskazuje: głębokie czyszczenie jamy ustnej, odpowiednie dla większości osób

Zielone światło wskazuje: potrzeba głębokiego czyszczenia, wibracje o dwóch częstotliwościach naprzemiennie, skutecznie usuwają płytkę nazębną

Wskaźnik naładowania akumulatora:


Kontrolka świeci długim czerwonym światłem, gdy poziom naładowania baterii jest niski;

Podczas ładowania kontrolka miga na czerwono;

Gdy bateria jest w pełni naładowana, zielone światło świeci światłem ciągłym.

Instrukcje ładowania: Pełne naładowanie w około dwie godziny

Lista komponentów



Jak korzystać

1. Zwilż włosie szczoteczki i wyciśnij odpowiednią ilość pasty do zębów na szczoteczkę.
2. Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić rączkę szczoteczki i wybrać żądany tryb.
3. Umieść włosie szczoteczki blisko zębów, powoli poruszaj szczoteczką i myj zęby. Co 30 sekund podczas procesu szczoteczka potrząsa, aby zmienić obszar szczotkowania i automatycznie wyłącza się po 2 minutach. Aby kontynuować szczotkowanie, należy ponownie nacisnąć przycisk zasilania
4. Aby zapobiec rozpryskiwaniu się piany pasty do zębów, należy wyłączyć szczoteczkę przed wyjęciem jej z ust.

5. Po każdym użyciu należy opłukać szczoteczkę czystą wodą i osuszyć ją suchą tkaniną.

*Dolna część tego produktu jest wykonana z wodorunku niklowo-metalowego. Długotrwały kontakt z resztkami słonej pasty do zębów może spowodować rdzewienie akcesorium. Po użyciu należy przetrzeć metalową część suchą szmatką, aby zapobiec powstawaniu rdzy.

Stan baterii i ładowanie

- Ten produkt przeszedł proces pełnego ładowania i rozładowania przed opuszczeniem fabryki, ale ze względu na cykl produkcyjny i naturalne rozładowanie, żywotność baterii po raz pierwszy może się różnić.

- Ten produkt wykorzystuje interfejs USB do ładowania. Do ładowania można użyć ładowarki spełniającej krajowe standardy, ale użycie ładowarki o niższym standardzie może spowodować nieprzewidywalne zagrożenia dla bezpieczeństwa
- Zgodnie z testem, pełne naładowanie zajmuje około 2-3 godzin. Konkretny czas ładowania może zależeć od pozostałego poziomu naładowania i różnic w środowisku ładowania.
- Gdy wskaźnik baterii miga na czerwono, oznacza to, że bateria osiąga limit. Należy naładować szczoteczkę w odpowiednim czasie, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu wbudowanego akumulatora litowego i jego uszkodzeniu z powodu dużego rozładowania.

- W warunkach laboratoryjnych i po pełnym naładowaniu akumulatora, przy średnim czasie użytkowania wynoszącym trzy biegi, 2 razy dziennie po 2 minuty, akumulator szczoteczki może być używany przez 45-60 dni.

Dane techniczne

Nazwa produktu	Probrush 10.0XN Portable
Materiał	ABS, aluminium
Włosie	Dupont Tynex
Moc	1W
Wejście	5V-0.5A
Pojemność akumulatora	320 mAh
Częstotliwość	18000-22000 razy/minuta
Ładowarka	Magnetyczne ładowanie indukcyjne USB
Tryb	Trzy tryby pracy
Wodoodporność	IPX 7
Waga	Uchwyt na szczoteczkę do zębów: 5 gramów, Szczoteczka do zębów: 51 gramów, Ładowarka: 15.3 gramów

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwy powód	Jak rozwiązać
Zmniejszona intensywność wibracji	Bateria jest rozładowana	Naładuj szczoteczkę przez około 2 godziny
Po naładowaniu wibracje są nadal słabe	Upuszczenie lub kolizja powoduje poruszenie silnika	Wyślij produkt do naprawy (nie demontuj go samodzielnie, aby uniknąć wtórnego uszkodzenia).
	Upuszczenie lub kolizja powoduje poruszenie silnika	Umieść produkt pionowo, tak aby spód produktu dotykał podstawy ładowarki i upewnij się, że kontrolka jest włączona.
	Plamy z pasty do zębów lub wody na dolnej części produktu, lub na ładowarce	Wytrzyj spód i dolną powierzchnię styku produktu i spróbuj ponownie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwy powód	Jak rozwiązać
Szczoteczka do zębów nie działa	Nowy lub nieużywany od dłuższego czasu	Ładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny
Nietypowy hałas główki szczoteczki	Głowica szczoteczki nie jest prawidłowo złożona	Po wyjęciu należy prawidłowo włożyć z powrotem na miejsce

Warunki gwarancji

Drodzy klienci!

Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej instrukcji w celu korzystania z karty gwarancyjnej. Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu (lub na okres 2 lub 3 lat w przypadku wykupienia rozszerzonej gwarancji) w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.

3. 3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
4. 4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.

Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie.

Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.

MEDICA+ LUX

JAPAN TECHNOLOGY