


ENG / UA / PL


Portable darsonval

DARSOLINE 7.0



medica+
JAPAN TECHNOLOGY





medica+

JAPAN TECHNOLOGY

ENG



medicat+

JAPAN TECHNOLOGY

Instructions

DARSOLINE 7.0

Content

Purpose	01
Operating Principles.....	02
Application.....	03
General Recommendations	04-05
Operating procedure	06
Indications	07
Contraindications	08
How to perform the procedure.....	08-09
Important safety measures	10
Parameters	11
Package contents	12
Electrode "Spiral".....	13
Electrode "Roller"	14
Electrode "Arc"	15
Electrode "Petal"	16
Electrode "Comb".....	17
Electrode "Mushroom"	18
Electrode "Drop"	19
Warranty Terms.....	20

Dear Customer,
Thank you for choosing Medica+ products.
Please read this instruction carefully before using
the device.

PURPOSE

The device affects the skin with a high-frequency discharge without damaging the biological structures of the tissues.

It is designed for use in cosmetology, medicine, and home care for the prevention and treatment of dermatological, therapeutic, neurological, surgical, dental, and ENT diseases, as well as for hair health improvement and skin rejuvenation.



OPERATING PRINCIPLES

The device generates sequential electro-ionizing discharges with a pulse frequency of 50-60 kHz. The output voltage amplitude is smoothly adjusted using a regulator.

The therapeutic effect of the device on biological objects is based on the discharge that occurs between the body's surface and the electrode.

The device has no galvanic connection between the 220V power supply and the electrode output, meaning electric shock through the electrode is impossible.



APPLICATION

The method of using the device is divided into contact and non-contact approaches, with execution being either static or dynamic.

Contact Method

Place the electrode directly against the skin and move it smoothly without pressure across the surface, or hold it in place for targeted cauterization.

Non-Contact Method

Position the electrode 5-10 mm above the skin's surface and apply treatment using either a moving or static approach. The distance is determined by the discharge power set with the regulator.

Static Method

Involves targeted cauterization of the affected skin area by holding the electrode in place for a specific period.

Dynamic Method

Move the electrode using linear, circular, or "snake-like" motions.

General Recommendations for Using the Device

- Adjust the discharge power according to your individual perception, ensuring a mild tingling sensation on the skin that does not cause discomfort. Gradually, the power can be increased to a tolerable tingling level.
- Direct electrode contact with the mucous membrane of the eyes is strictly prohibited. However, application to the skin of closed eyelids is allowed at a low discharge power.
- The average duration of the procedure is 5-10 minutes. A standard treatment course consists of 10-15 sessions, conducted daily or every other day. If necessary, repeat the treatment course after one month.

Recommendation:

Gradually adjust the duration of exposure, movement speed, and discharge power based on personal sensations, modifying these parameters as needed. The most effective Darsonvalization procedures are those performed at the edge of comfort but without pain.

If redness appears on the skin, reduce the power or duration or increase the movement speed. Do not keep the electrode in one spot for too long, as this may cause redness and a burning sensation, except in the static procedure for targeted cauterization of the affected area.

PROCEDURE FOR WORKING WITH THE DEVICE

1. Insert the selected electrode fully into the socket located at the top of the device.
2. Plug the device into a power outlet.
3. Turn the regulator clockwise to switch on the device.
4. Adjust the required power level based on personal sensations of mild tingling. The device is now ready for use.

To turn off the device, turn the regulator counterclockwise until it clicks, then unplug it from the power outlet.

After turning off, you can remove the electrode from the socket or replace it with another one.

INDICATIONS

- Presence of acne
- Skin and subcutaneous inflammations (comedones)
- Enlarged pores
- Oily and problematic skin
- Pale and dull facial skin
- Post-acne marks
- Presence of scars and stretch marks on the body
- Loss of skin tone and elasticity
- Fine lines and age-related wrinkles
- Varicose veins
- Cellulite and stretch marks
- Dandruff, seborrhea on the scalp
- Hair loss
- Hair brittleness
- Headaches
- Insomnia
- Presence of bruises and hematomas on the body

CONTRAINDICATIONS

- Pregnancy
- Children under 6 years old
- Presence of oncological diseases
- Hypertension
- Blood clotting disorders or thrombophlebitis
- Cardiovascular diseases
- Presence of a pacemaker
- Epilepsy
- Tuberculosis
- Individual contraindications to the procedure (it is important to consult a doctor before the procedure)

HOW TO PERFORM THE PROCEDURE

1. Before the procedure, clean and dry the area where the darsonvalization will be performed.
2. Remove all metal objects (hairpins, chains, earrings, etc.).
3. Select the necessary attachment.
4. When using Darsonval on the face or body, it is recommended to apply Medica+ Antibacterial Suspension beforehand, which has wound-healing and regenerative properties and contributes to a more comfortable and pleasant darsonvalization procedure.

5. When using it on the scalp, brush your hair.
6. When using it on the thigh, arms, or legs, no additional products are needed.
7. Start the procedure on the problem area for 5-10 minutes (increase the duration gradually). The duration of exposure in the neck area should not exceed 5 minutes. All device movements should be performed only along massage lines and on the problem area.
8. After completing the procedure on the face, it is recommended to apply Medica+ Soothing Mask or Medica+ Pore Control Mask.
9. After completing the procedure on the scalp, you can apply a hair-strengthening product.
10. After completing the procedure on the thigh area, you can apply an anti-cellulite or nourishing cream.

IMPORTANT SAFETY MEASURES

1. Do not use the device if you notice damage to the glass electrode.
2. Before storing the device, make sure it is turned off. Store the device in a dry place out of reach of children.
3. Use antiseptic wipes or a cotton pad soaked in chlorhexidine solution to clean the glass electrodes. Do not use corrosive agents for cleaning. Clean the device after each use.
4. Do not throw the device into fire or store it in high-temperature or humid environments.
5. Do not immerse the device in water or rinse it directly under a faucet.
6. If the device has been damaged due to a fall, do not use it.
7. Do not disassemble or attempt to repair this product yourself. For repairs, please contact the Medica+ service center.

PARAMETERS

Power supply voltage and frequency: 220V 50Hz

Input voltage: 0.71A

Power: 10W

Output signal form: Pulsed with high-frequency filling

Frequency: 50-60 Hz

Pulse filling frequency: 144 kHz

Pulse burst frequency: 100 Hz

Output voltage: 44 kV

Tip material: Korean ABS plastic

Electrode material: Glass

Package dimensions: 38×21×6 cm

Gross weight: 1 kg

Power supply: Mains-powered

PACKAGE CONTENTS:

1. Portable Darsonval Medica+ DARSOLINE 7.0 – 1 pc.
2. Spiral Electrode – 1 pc.
3. Roller Electrode – 1 pc.
4. Arc Electrode – 1 pc.
5. Petal Electrode – 1 pc.
6. Comb Electrode – 1 pc.
7. Mushroom Electrode – 1 pc.
8. Drop Electrode – 1 pc.

Electrode "Spiral"

- For the treatment of acne, pimples, and small rashes.
- For stimulating acupuncture points on the forehead.
- Quick treatment of the body and face.



Electrode "Roller"

- For the treatment of all body areas.
- Stimulates metabolism.
- Reduces swelling.



Electrode "Arc"

- Effective treatment of the neck, arms, and legs.
- Stimulates blood circulation.
- Improves well-being.



Electrode "Petal"

- Fights wrinkles.
- Evens out skin tone.
- Reduces redness.
- Suitable for treating narrow areas.



Electrode "Comb"

- Suitable for treating dandruff.
- Hair loss.
- Slow hair growth.



Electrode "Mushroom"

- Reduces inflammation.
- Removes acne and post-acne.
- Increases collagen production.
- Oxygenates the skin.



Electrode "Drop"

- Fights cellulite.
- Fights varicose veins.
- Relieves pain symptoms.
- For skin diseases.



WARRANTY TERMS:

Dear Customers!

Thank you for supporting the Medica+ brand.

Please keep this card properly to use the warranty service along with the warranty certificate.

The warranty is valid for one year from the date of purchase in case of malfunction under normal operating conditions.

The Warranty Does Not Cover the Following Cases:

1. If the product is damaged due to improper use or lack of proper maintenance.
2. If the product is damaged as a result of disassembly or modifications.
3. If non-original parts not supplied by our company have been used in the device.
4. Damage caused by force majeure circumstances.

According to the terms, any maintenance services provided outside the warranty are subject to additional charges.

All parts of the product replaced during the warranty period remain the property of Medica+.

UA



medica+
JAPAN TECHNOLOGY

**Посібник
користувача**

DARSOLINE 7.0

Зміст

Призначення	01
Принципи роботи.....	02
Застосування.....	03-04
Загальні рекомендації.....	04-05
Порядок роботи з апаратом.....	06
Показання	07
Протипоказання.....	07-08
Як проводити процедуру.....	08-09
Важливі заходи безпеки.....	10
Параметри	11
Комплектація.....	12
Електрод "Спіраль".....	13
Електрод "Ролик".....	14
Електрод "Дуга "	15
Електрод "Пелюстка"	16
Електрод "Гребінець".....	17
Електрод "Грибок"	18
Електрод "Крапля".....	19
Гарантійні умови	20

Шановний клієнте!

Дякуємо, що обираєте продукцію Medica+.

Просимо уважно прочитати дану інструкцію перед використанням прилада.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Апарат здійснює вплив на шкірні покриви високочастотним розрядом без пошкодження біологічних структур тканин.

Призначений для використання в косметології, медицині, побуті для профілактики і лікування дерматологічних, терапевтичних, неврологічних, хірургічних, стоматологічних, ЛОР захворювань, а також з ціллю оздоровлення волосся та омолодження шкіри.



ПРИНЦИП РОБОТИ

Апарат генерує послідовні електрично-іонізуючі розряди з частотою проходження імпульсів 50-60 кГц. Амплітуда вихідної напруги плавно регулюється за допомогою регулятора. Основою лікувального впливу апарату на біологічні об'єкти є розряд, який виникає між поверхнею тіла і електродом. В апараті відсутній гальванічний зв'язок між споживчою електромережею 220 В та виходом на електрод, тобто ураження струмом через електрод неможливе.



ЗАСТОСУВАННЯ

Методика користування апаратом поділяється на контактну і дистанційну, спосіб її виконання є статичний або рухомий.

Контактна методика

Електрод прикласти впритул до шкіри і плавно без натиску переміщувати по поверхні шкіри чи зафіксувати його для точкового припікання.

Дистанційна методика

Електрод розмістити над поверхнею шкіри на відстані 5-10 мм і здійснити вплив на шкіру рухомим або статичним способом. Вибір відстані залежить від заданої регулятором потужності розряду.

Статичний спосіб

Полягає у тому, щоб здійснити точкове припікання ураженої ділянки шкіри шляхом затримки електрода на такій ділянці протягом певного часу.

Рухомий спосіб

Переміщуйте електрод лінійними, круговими рухами або «змійкою».

Загальні рекомендації щодо використання апарату

- Відрегулюйте необхідну потужність розряду за індивідуальним сприйняттям щодо легкого поколювання шкіри, яке не викликає неприємних відчуттів. Поступово можна збільшувати потужність до гранично-терпимого поколювання.
- Забороняється пряма дія електроду на слизову оболонку очей, допускається дія на шкіру закритих повік при низькій потужності розряду.
- Середньостатистична тривалість процедури становить 5-10 хвилин. Середній курс лікування складається з 10-15 сеансів, що проводяться щодня або через день. За необхідності повторіть курс лікування через місяць.

Рекомендація:

Тривалість дії, швидкість рухів, потужність розряду підбирайте поступово за власним відчуттям, змінюючи ці параметри. Найбільш ефективними процедурами дарсонвалізації є ті, що проводяться на межі комфорту, але без болючих відчуттів. Якщо з'являються почервоніння на шкірі, слід зменшити потужність або тривалість, або збільшити швидкість. Не затримуйтеся електродом на одному місці, можливе почервоніння шкіри та печіння, винятком є статична процедура точкового припікання ураженої ділянки шкіри.

ПОРЯДОК РОБОТИ З АПАРАТОМ

1. Вставте обраний електрод до упору в гніздо, розташоване в верхній частині апарату.
2. Підключіть вилку апарату до розетки мережі живлення.
3. Поверніть регулятор за годинниковою стрілкою – апарат включиться.
4. Відрегулюйте необхідну потужність шляхом особистих відчуттів щодо легкого поколювання. Апарат готовий до проведення процедур.

Щоб вимкнути апарат – прокрутіть регулятор проти годинникової стрілки до клацу і вимкніть вилку з розетки. Потім можете витягнути електрод з гнізда апарату або замінити електрод на інший.

ПОКАЗАННЯ

- Наявність вузрової висипки;
- Шкірні та підшкірні запалення (комедони);
- Розширені пори;
- Жирна та проблемна шкіра;
- Блідість і тьмяність шкіри обличчя;
- Постакне;
- Наявність рубців і розтяжок на тілі;
- Втрата тонуусу й еластичності шкіри;
- Мімічні та вікові зморшки;
- Варикоз;
- Целюліт і розтяжки;
- Лупа, себорея на шкірі голови;
- Випадання волосся;
- Ламкість волосся;
- Головний біль;
- Безсоння;
- Наявність забоїв і гематом на тілі.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Період вагітності;
- Діти до 6 років;
- Наявність онкологічних захворювань;
- Гіпертонія;
- Порушення згортання крові або тромбофлебіт;

- Серцево-судинні захворювання;
- Наявність кардіостимулятора
- Епілепсія;
- Туберкульоз;
- При наявності індивідуальних протипоказань до процедури (перед процедурою важливо порадитися з лікарем).

ЯК ПРОВОДИТИ ПРОЦЕДУРУ ДАРСОНВАЛІЗАЦІЇ

1. Перед процедурою ділянку, на якій буде проводитися дарсонвалізація, очистіть та висушіть.
2. Зніміть з себе всі металеві предмети (шпильки, ланцюжки, сережки і т.п.)
3. Оберіть необхідну насадку.
4. При використанні Дарсонвалю на обличчі чи тілі рекомендується попередньо нанести Суспензію Medica+ Antibacterial suspension, яка має ранозагоювальну та регенеруючу дії, сприяє більш комфортній та приємній процедурі дарсонвалізації.
5. При використанні на волосистій частині голови розчешіть волосся.
6. При використанні в зоні стегон, рук, ніг не потрібно застосовувати додаткові засоби.

7. Почніть проводити процедуру по проблемній зоні протягом 5-10 хвилин (збільшувати тривалість слід поступово). Тривалість дії в області шиї не більше 5 хвилин. Всі рухи приладом здійснюються тільки по масажних лініях і на проблемній зоні.
8. По завершенню процедури на обличчі рекомендовано нанести на шкіру Заспокійливу маску для обличчя Medica+ Soothing Mask або Порозвужувальну маску для обличчя Medica+ Pore Control Mask.
9. По завершенню процедури на шкірі голови можна нанести засіб для укріплення волосся.
10. По завершенню процедури в зоні стегон можна нанести антицелюлітний чи поживний крем.

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Не використовуйте прилад, якщо ви помітили пошкодження скляної насадки.
2. Перед тим, як покласти прилад у місце зберігання, переконайтеся, що він вимкнений. Зберігайте пристрій в сухому та недоступному для дітей місці.
3. Використовуйте для очищення скляних насадок антисептичні серветки чи ватний диск, змочений розчином хлоргексидину. Не використовуйте для очищення корозійні засоби. Проводьте очистку після кожного використання.
4. Не кидайте пристрій у вогонь та не зберігайте його в умовах високих температур чи вологого середовища.
5. Не занурюйте прилад у воду та не користуйтеся краном для його безпосереднього промивання.
6. Якщо прилад був пошкоджений в результаті падіння, не використовуйте його.
7. Не розбирайте та не ремонтуйте цей продукт самостійно. З питань ремонту прохання звертатись в сервісний центр компанії Medica+.

ПАРАМЕТРИ

Напруга і частота мережі живлення : 220V 50Hz

Вхідна напруга: 0.71A

Потужність: 10W

Форма вихідного сигналу: Імпульсний з високочастотним заповненням

Частота: 50-60 Гц

Частота заповнення імпульсів: 144 кГц

Частота проходження пачок імпульсів: 100 Гц

Вихідна напруга: 44 кВ

Матеріал наконечника: Корейський ABS пластик

Матеріал електрода: Скло

Розмір упаковки: 38*21*6 см

Вага брутто: 1 кг

Живлення: від мережі

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

1. Портативний гарсонваль Medica+ DARSOLINE 7.0 – 1 од.
2. Електрод Спіраль – 1 од.
3. Електрод Ролик – 1 од.
4. Електрод Дуга – 1 од.
5. Електрод Пелюстка – 1 од.
6. Електрод Гребінець – 1 од.
7. Електрод Грибок – 1 од.
8. Електрод Крапля – 1 од.

Електрод “Спіраль”

- Для лікування вузрів, прищів, дрібної висипки
- Для стимуляції акупунктурних точок на лобі
- Швидка обробка тіла і обличчя



Електрод "Ролик"

- Для лікування всіх ділянок тіла
- Стимулює метаболізм
- Зменшує набряки



Електрод "Дуга"

- Ефективне пропрацювання шиї, рук і ніг
- Стимулює кровообіг
- Покращує самопочуття



Електрод “Пелюстка”

- Бореться зі зморшками
- Вирівнює тон обличчя
- Усуває почервоніння
- Підходить для лікування вузьких частин



Електрод "Гребінець"

- Підходить для лікування лупи
- Облісіння
- Повільного росту волосся
- Випадіння волосся



Електрод "Грибок"

- Зменшує запалення
- Прибирає акне і постакне
- Збільшує вироблення колагену
- Насичує шкіру киснем



Електрод “Крапля”

- Бореться з целюлітом
- Бореться з варикозом
- Знімає больові симптоми
- При захворюваннях шкіри



ГАРАНТІЙНІ УМОВИ:

Шановні клієнти!

Дякуємо за вашу підтримку бренду Medica+. Будь ласка, зберігайте цю картку належним чином, щоб скористатися гарантійним обслуговуванням з гарантійним талоном.

Гарантія надається протягом одного року з дати покупки в разі поломки за нормальних умов експлуатації.

Гарантія не поширюється на такі випадки:

1. Якщо продукт пошкоджено через неправильне використання або відсутність належного обслуговування.
2. Якщо виріб пошкоджено внаслідок розбирання чи модифікацій.
3. Якщо до пристрою були застосовані та використані деталі, які не належать нашій компанії.
4. Пошкодження, викликані форс-мажорними обставинами.

Згідно з умовами, технічне обслуговування, що надається поза гарантією, підлягає додатковій оплаті.

Частини всього виробу, замінені протягом гарантійного періоду, залишаються власністю Medica+.

PL



medicat
JAPAN TECHNOLOGY

Instrukcja obsługi

DARSOLINE 7.0

Zawartość

Cel	01
Zasady działania	02
Zastosowanie	03-04
Zalecenia ogólne	04-05
Jak korzystać z urządzenia	06
Wskazania do stosowania.....	07
Przeciwwskazania.....	07-08
Jak przeprowadzić procedurę.....	08-09
Ważne środki bezpieczeństwa.....	10
Parametry	11
Wyposażenie	12
Elektroda „Spirala”	13
Elektroda „Wątek”.....	14
Elektroda „Łuk”	15
Elektroda „Płatek”	16
Elektroda „Grzebień”	17
Elektroda „Grzyb”	18
Elektroda „Kropla”	19
Warunki gwarancji.....	20

Drogi kliencie!

Dziękujemy za wybranie produktów Medica+.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Cel


Urządzenie działa na skórę za pomocą wyładowań o wysokiej częstotliwości bez uszkodzania biologicznych struktur tkanek.

Jest przeznaczone do stosowania w kosmetologii, medycynie, życiu codziennym do zapobiegania i leczenia dermatologicznych, terapeutycznych, neurologicznych, chirurgicznych, stomatologicznych, chorób laryngologicznych, a także w celu odmładzania włosów i skóry.




Zasady działania

Urządzenie generuje sekwencyjne wyładowania jonizujące z częstotliwością powtarzania impulsów 50-60 kHz. Amplituda napięcia wyjściowego jest płynnie regulowana za pomocą regulatora. Podstawą działania terapeutycznego urządzenia na obiekty biologiczne jest wyładowanie występujące między powierzchnią ciała a elektrodą. Urządzenie nie posiada galwanicznego połączenia pomiędzy zasilaczem 220 V a wyjściem elektrody, co oznacza, że nie jest możliwe porażenie prądem przez elektrodę.



kontrola wysokiej częstotliwości i mocy



Zastosowanie

Metody korzystania z urządzenia dzielą się na kontaktowe i zdalne, sposób jego wdrożenia jest statyczny lub ruchomy.

Metoda kontaktowa

Umieść elektrodę blisko skóry i przesuвай ją płynnie po powierzchni skóry bez nacisku lub przymocuj ją do kauteryzacji punktowej.

Metoda zdalna

Umieść elektrodę nad powierzchnią skóry w odległości 5-10 mm i wykonaj zabieg na skórze w sposób ruchomy lub statyczny. Wybór odległości zależy od mocy wyładowania ustawionej przez kontroler.

Metoda statyczna

Metoda ta obejmuje kauteryzację punktową dotkniętego obszaru skóry poprzez przytrzymanie elektrody na tym obszarze przez określony czas.

Metoda przesuwania

Przesuń elektrodę ruchem liniowym, okrężnym lub węzowym.

Ogólne zalecenia dotyczące korzystania z urządzenia

- Dostosuj wymaganą moc wyładowania do indywidualnego odczucia łagodnego mrowienia, które nie powoduje dyskomfortu. Moc można stopniowo zwiększać do maksymalnego tolerowanego uczucia mrowienia.
- Bezpośredni kontakt elektrody z błoną śluzową oczu jest zabroniony, dozwolony jest kontakt ze skórą zamkniętych powiek przy niskiej mocy wyładowania.
- Średni czas trwania zabiegu wynosi 5-10 minut. Średni przebieg leczenia składa się z 10-15 sesji wykonywanych codziennie lub co drugi dzień. W razie potrzeby należy powtórzyć kurację w ciągu miesiąca.

Zalecenie:

Dobieraj czas trwania, szybkość ruchów i moc wyładowania stopniowo, zgodnie z własnymi odczuciami, zmieniając te parametry.

Najskuteczniejsze procedury darsonwalizacji to te, które są przeprowadzane na granicy komfortu, ale bez bolesnych odczuć. Jeśli na skórze pojawi się zaczerwienienie, należy zmniejszyć moc, czas trwania lub zwiększyć prędkość. Nie należy trzymać elektrody w jednym miejscu, ponieważ może wystąpić zaczerwienienie i pieczenie skóry, z wyjątkiem statycznej procedury kauteryzacji punktowej dotkniętego obszaru skóry.

Jak korzystać z urządzenia

1. Włóż wybraną elektrodę do oporu do gniazda znajdującego się w górnej części urządzenia.
2. Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazda zasilania.
3. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara - urządzenie włączy się.
4. Dostosuj wymaganą moc na podstawie własnych odczuć, aby poczuć lekkie mrowienie. Urządzenie jest gotowe do pracy.

Aby wyłączyć urządzenie, przekręć pokrętło sterowania w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do kliknięcia i wyjmij wtyczkę z gniazda zasilania. Następnie można wyciągnąć elektrodę z gniazda lub wymienić ją na inną.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

- Obecność trądziku,
- Zapalenie skóry i tkanki podskórnej (zaskórniki),
- Rozszerzone pory,
- Tłusta i problematyczna skóra,
- Bładość i matowość skóry,
- Trądzik pospolity,
- Blizny i rozstępy na ciele,
- Utrata napięcia i elastyczności skóry,
- Zmarszczki mimiczne i starcze,
- Żyłaki,
- Cellulit i rozstępy,
- Łupież, łojotok na skórze głowy,
- Wypadanie włosów,
- Łamliwość włosów,
- Ból głowy,
- Bezsenność,
- Stłuczenia i siniaki na ciele.

PRZECIWWSKAZANIA

- Okres ciąży,
- Dzieci poniżej 6 roku życia,
- Obecność nowotworu,
- Nadciśnienie tętnicze,
- Zaburzenia krzepnięcia krwi lub

- zakrzepowe zapalenie żył;
- Choroby układu krążenia
- Obecność rozrusznika serca
- Padaczka
- Gruźlica
- W obecności indywidualnych przeciwwskazań do zabiegu (ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed zabiegiem).

JAK WYKONAĆ PROCEDURĘ DARSONWALIZACJA

1. Oczyszczyć i osuszyć obszar, który ma zostać poddany darsonwalizacji przed zabiegiem.
2. Usunąć wszystkie metalowe przedmioty z ciała
3. (spinki do włosów, łańcuszki, kolczyki itp.).
4. Wybrać odpowiednią końcówkę.
5. W przypadku stosowania urządzenia na twarzy lub ciele zaleca się wcześniejsze nałożenie zawiesziny antybakteryjnej Medica+, która ma działanie gojące i regenerujące rany oraz przyczynia się do bardziej komfortowego i przyjemnego zabiegu darsonwalizacji.
6. W przypadku stosowania na skórę głowy rozczesać włosy.
7. Do stosowania na biodrach, ramionach, nogach nie są wymagane żadne dodatkowe produkty.

7. Rozpocząć procedurę na obszarze problemowym przez 5-10 minut (stopniowo zwiększać czas trwania). Czas działania w obszarze szyi wynosi nie więcej niż 5 minut. Wszystkie ruchy urządzenia są wykonywane tylko wzdłuż linii masażu i na obszarze problemowym.
8. Na zakończenie zabiegu na twarz zaleca się nałożenie na skórę Medica+ Soothing Mask lub Medica+ Pore Control Mask.
9. Po zabiegu można nałożyć na skórę głowy produkt wzmacniający włosy.
10. Po zakończeniu zabiegu na udach można zastosować krem antycellulitowy lub krem odżywczy.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Nie używaj urządzenia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia szklanej dyszy.
2. Przed schowaniem urządzenia należy upewnić się, że jest ono wyłączone. Urządzenie należy przechowywać w suchym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
3. Do czyszczenia urządzenia należy używać chusteczek antyseptycznych lub wacika zwilżonego roztworem chlorheksydyny. Do czyszczenia nie należy używać środków żrących. Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.
4. Nie wyrzucać urządzenia do ognia ani nie przechowywać go w wysokich temperaturach lub wilgotnym środowisku.
5. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie spłukiwać go bezpośrednio wodą z kranu.
6. Jeśli urządzenie zostało uszkodzone w wyniku upuszczenia, nie należy go używać.
7. Nie demontuj ani nie naprawiaj tego produktu samodzielnie. W celu naprawy należy skontaktować się z centrum serwisowym Medica+

Parametry

Napięcie i częstotliwość zasilania: 220V 50Hz

Napięcie wejściowe: 0.71A

Moc: 10W

Forma sygnału wyjściowego: Impuls z wypełnieniem wysokiej częstotliwości

Częstotliwość: 50-60 Hz

Częstotliwość wypełnienia impulsu: 144 kHz

Częstotliwość pakietów impulsów: 100 Hz

Napięcie wyjściowe: 44 kV

Materiał rękojęści: Koreański plastik ABS

Materiał elektrody: Szkło

Rozmiar opakowania: 38*21*6 cm

Waga brutto: 1 kg

Zasilanie: z sieci elektrycznej

WYPOSAŻENIE

1. Przenośny darsonval Medica+ DARSOLINE 7.0 - 1 szt.
1. Elektroda spiralna - 1 szt.
2. Elektroda rolkowa - 1 szt.
3. Elektroda łukowa - 1 szt.
4. Elektroda płatkowa - 1 szt.
5. Elektroda grzebieniowa - 1 szt.
6. Elektroda grzybkowa - 1 szt.
7. Elektroda kropłowa - 1 szt.

Elektroda „Spirala”

- Do leczenia trądziku, wyprysków, małych wysypek
- Do stymulacji punktów akupunkturowych na czole
- Szybkie leczenie ciała i twarzy



Elektroda „Wątek”

- Do leczenia wszystkich części ciała
- Stymuluje metabolizm
- Zmniejsza obrzęk



Elektroda „Łuk”

- Skuteczna praca na szyi, ramionach i nogach
- Stymuluje krążenie krwi
- Poprawia samopoczucie



Elektroda „Płatek”

- Zwalcza zmarszczki
- Wyrównuje koloryt cery
- Usuwa zaczerwienienia
- Odpowiedni do pielęgnacji wąskich obszarów



Elektroda „Grzebień”

- Odpowiedni do leczenia łupieżu
- Łysienie plackowate
- Powolny wzrost włosów
- Wypadanie włosów



Elektroda „Grzyb”

- Zmniejsza stan zapalny
- Usuwa trądzik i zmiany potrądzikowe
- Zwiększa produkcję kolagenu
- Nasyca skórę tlenem



Elektroda „Kropla”

- Zwalcza cellulit
- Zwalcza żylaki
- Łagodzi objawy bólu
- Na choroby skóry



WARUNKI GWARANCJI

Dziękujemy za wsparcie marki Medica+. Prosimy o prawidłowe przechowywanie niniejszej karty w celu korzystania z serwisu gwarancyjnego wraz z kartą gwarancyjną.

Gwarancja jest udzielana na okres jednego roku od daty zakupu w przypadku awarii w normalnych warunkach pracy.

Gwarancja nie obejmuje takich przypadków:

1. Jeśli produkt zostanie uszkodzony z powodu niewłaściwego użytkowania lub braku odpowiedniej konserwacji.
 2. Jeśli produkt zostanie uszkodzony w wyniku demontażu lub modyfikacji.
 3. Jeśli w urządzeniu zastosowano części inne niż dostarczone przez naszą firmę.
 4. Szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
- Zgodnie z warunkami, konserwacja świadczona poza gwarancją podlega dodatkowej opłacie. Części produktu wymienione w okresie gwarancyjnym pozostają własnością MEDICA+.